



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Tester Apex Locator E-PEX Sifary

Pret:

69,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

E-PEX este un Apex Locator de înaltă precizie, conceput pentru a oferi rezultate rapide și fiabile în timpul procedurilor de canal radicular. Acesta utilizează tehnologie modernă pentru a măsura poziția apexului rădăcinii dentare, oferind un ajutor esențial stomatologilor pentru tratamentele endodontice. Datorită dimensiunii sale reduse și greutății ușoare, E-PEX poate fi integrat cu ușurință în orice clinică stomatologică.

Componente principale:

1. **Conector USB-C** – pentru încărcare și conectare la alte dispozitive compatibile.
2. **Unitate principală compactă** – carcasa rezistentă, ușor de manevrat și igienizat.
3. **Afișaj digital precis** – oferă o reprezentare clară și detaliată a poziției apexului rădăcinii.
4. **Cablu de conectare la sonda endodontică** – flexibil și rezistent.

Caracteristici tehnice:

- **Precizie:** +/- 0.1 mm la detectarea poziției apexului.
- **Interfață de conectare:** USB-C.
- **Dimensiuni:** 50 x 20 x 15 mm.
- **Greutate:** 15 grame.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- **Durata bateriei:** până la 8 ore de utilizare continuă.
- **Compatibilitate:** cu majoritatea sondelor endodontice disponibile pe piață.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Conectați dispozitivul la sonda endodontică.
2. Introduceți sonda în canalul radicular și urmăriți indicațiile afișate pe ecran.
3. Ajustați poziția până când dispozitivul confirmă atingerea apexului.
4. După utilizare, curățați dispozitivul conform instrucțiunilor de igienizare.

Notă:

Acest dispozitiv este destinat exclusiv uzului profesional în clinicile stomatologice. A nu se utiliza pentru alte proceduri medicale decât cele endodontice. Respectați toate instrucțiunile de utilizare și întreținere pentru a asigura o durată de viață lungă și performanțe optime.