



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Motor electronic pentru E-Connect S Sifary



Pret:

1.150,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Acest motor electronic este special conceput pentru E-Connect S, un sistem endodontic avansat utilizat în tratamentele stomatologice. Realizat din materiale de înaltă calitate, motorul asigură o funcționare lină și eficientă, permițând reglarea precisă a vitezei și a forței de rotație necesare în diverse proceduri endodontice. Conectorul său integrat și designul compact fac ca motorul să fie ușor de instalat și de întreținut, contribuind la o performanță optimă pe termen lung.

Componente principale:

- Corp din oțel inoxidabil
- Bobină din cupru cu înfășurări de precizie
- Placă electronică cu conectori integrați
- Sistem de montaj mecanic sigur și stabil
- Izolație de înaltă calitate pentru protecție împotriva șocurilor electrice

Caracteristici tehnice:

- Compatibilitate: Sistemul endodontic E-Connect S
- Tensiune de operare: 12V
- Viteza maximă: 30.000 rpm



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Greutate: 150 g
- Material: Oțel inoxidabil și componente electronice integrate
- Conexiuni: Conector electronic pentru integrare rapidă în sistem

Instrucțiuni de utilizare:

1. Asigurați-vă că motorul este compatibil cu sistemul E-Connect S înainte de instalare.
2. Conectați motorul la portul dedicat de pe dispozitivul principal.
3. Verificați dacă conexiunile sunt bine realizate și nu există mișcări nesigure.
4. Odată instalat, utilizați setările de control ale sistemului pentru a ajusta viteza și turația motorului în funcție de nevoile procedurii.
5. După utilizare, deconectați motorul și curățați-l conform instrucțiunilor producătorului.

Notă:

Acest motor este proiectat exclusiv pentru utilizare cu sistemul E-Connect S și nu trebuie utilizat cu alte echipamente. Asigurați-vă că urmați instrucțiunile de întreținere pentru a prelungi durata de viață a motorului și pentru a preveni defectele mecanice sau electronice.