



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Varf Scanner Helios 500 marime (S)



Pret:

200,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Vârfurile pentru scanner Helios 500 sunt proiectate pentru scanări detaliate și precise. Modelul de mărime mică (S) oferă un echilibru perfect între dimensiune și precizie. Realizate dintr-un material compozit rezistent, aceste vârfuri sunt disponibile în două variante de culoare – **gri deschis** sau **gri închis**. Vârfurile sunt compatibile cu autoclavarea, asigurând astfel o sterilizare sigură.

Componente principale:

- Vârf scanner de mărime mică (S)
- Material din compozit durabil, rezistent la uzură
- Compatibilitate extinsă cu gama de scanere Helios 500
- Disponibil în două culori: **gri deschis** sau **gri închis**
- Autoclavabil

Caracteristici tehnice:

- Model: 7680020
- Dimensiune: S (mic)
- Material: Compozit plastic autoclavabil
- Compatibilitate: Scanner Helios 500



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Cod produs: 7680020G0456A
- Greutate: 50 grame
- Culoare: Gri închis/Gri deschis
- Autoclavare: 30 minute la 121°C, cu 15 minute timp de uscare

Instrucțiuni de utilizare:

1. Conectați vârful la scannerul Helios 500.
2. Verificați fixarea corectă a vârfului înainte de începerea scanării.
3. Utilizați conform instrucțiunilor producătorului.
4. După utilizare, îndepărtați vârful și curățați-l.
5. Sterilizați vârful în autoclav la 121°C timp de 30 de minute, urmat de 15 minute de uscare.

Notă:

Vârfurile pentru scanner Helios 500 sunt **autoclavabile** la temperaturi de 121°C timp de 30 de minute. Expunerea la temperaturi mai mari poate deteriora materialul și reduce durata de viață a produsului