



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Kit prelucrare PRF Box cu instrumente

**Pret:**

**795,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Cutia PRF

Cutia PRF este un instrument foarte important. Va permite sa: prelucrati membrane de inalta calitate si grosime constanta, sa recuperati exudatul: hidratarea biomaterialelor.

Tavita de deasupra cutiei va permite manevrarea si portionarea membranei PRF. Folosita deasemenea separarea cheagurilor de fibrina de celulele rosii, taierea membranei, impaturirea membranei si perforarea ei.

Deasemenea, in cutia PRF se pastreaza membranele si biomaterialele in timpul manevrelor chirurgicale.

Bolul PRF



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Este folosit pentru a amesteca membranele taiate in bucatele mici cu biomaterialele. Poate fi folosita deasemenea pentru taiere: puneti membranele in bol si taiati-le cu ajutorul forfecutei pentru PRF sau cu ajutorul spatulei PRF.

#### Forfecuta PRF

Permite separarea usoara a cheagurilor de fibrina de celulele rosii si pentru a taia membranele in bucatele mici.

#### Pensa anatomica pentru membrana

Folosita pentru a inlatura si a manipula membranele. In varf prezinta un cioc care apuca in mod eficient tesutul.

#### Instrument Palti pentru transfer

Permite colectarea si maevrarea materialelor de tip os granulat catre locul in care sunt folosite (alveole, sinus, implant).

#### Compactor PRF Mare (6/8 mm)

Permite compactarea si tamponarea materialelor de tip os granulat in locul in care sunt plasate (alveola, sinus, implant).



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

### Compactor PRF Mic (3/4 mm)

Permite compactarea si tamponarea materialelor de tip os granulat in locul in care sunt plasate (alveola, sinus, implant). Fata de compactorul mare, permite o precizie mai buna si acces in locuri mai stramte.

### Spatula PRF

Folosita pentru a pozitiona usor membranele PRF, folosind spatula ca pe un server de tort.

Folosita deasemenea pentru a portiona membrana.