



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## G-Premio Bond Refill



Pret:

**442,80 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

**G-Premio BOND - adeziv universal monocomponent, fotopolimerizabil, compatibil cu toate tipurile de demineralizare, ce poate fi utilizat in adeziunea directa, dar si in cazurile ce necesita reparatii sau pentru tratamentul hipersensibilitatii.**

### Avantaje:

- Utilizare simpla si versatilitate, fara impact asupra calitatii adeziunii
- Oferă avantajele unui adeziv universal cu o performanta de top in orice situatie
- Zero adeziuni nereusite - avand o rezistenta excelenta a adeziunii atat la smalt, cat si la dentina, indiferent de tipul de demineralizare, si o stabilitate excelenta, G-Premio BOND asigura o adeziune durabila in timp datorita unei combinatii de trei monomeri functionali
- Zero decolorari - avand o penetrare si o capacitate de umectare perfecte, precum si un procedeu de uscare eficient, produsul ofera o grosime extrem de subtire a filmului de doar 3µm pentru a garanta o estetica durabila
- Zero sensibilitate post-operatorie - efect delicat asupra tubulilor dentinari in cazul autodeminerizarii si infiltrare completa a agentului de adeziune in cazul deminerizarii totale, datorita umectarii optime
- Zero greseli - datorita unui procedeu simplu cu o sensibilitate foarte scazuta din punctul de vedere al tehnicii de realizare, G-Premio Bond ofera o rezistenta a adeziunii adecvata, chiar si atunci cand este repectat timpul de asteptare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Zero probleme - avand un timp de lucru de 7 minute, produsul permite lucrul fara presiunea timpului, oferind deasemenea o solutie versatila si usor de utilizat intr-un singur flacon
- Zero pierderi - cu un timp total de realizare a procedurii de 25s in cazul autodemineralizarii si 35s in cazul demineralizarii selective sau totale se economiseste timpul de lucru, iar controlul optimizat al dozarii ajuta la economisirea materialului prin picaturi mici - pana la 300

**Prezentare:**

- G-Premio BOND flacon 5ml.