



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Incidin Oxywipe servetele

Pret:

69,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Dezinfectant aparatura - servetele INCIDIN OXYWIPE - 100 buc

Detergent si dezinfectant, gata de utilizare, pe baza de peroxid de hidrogen (Hi-speed H2O2™)

Formula inovativa a Incidin OxyWipe ofera beneficiile unei solutii patentate pe baza de peroxid de hidrogen si a unui spectru larg de eficacitate.

Detergent si dezinfectant, gata de utilizare, pe baza de peroxid de hidrogen (Hi-speed H2O2™)

Produsul are eficacitate impotriva unui spectru larg de bacterii si virusuri, fara a lasa reziduuri de substanta activa pe suprafata de actiune, datorita evaporarii foarte rapide

Incidin OxyWipe oferă:

Eficacitate: spectru larg de eficacitate, Timpi redusi de contact



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sigur: Ingredientele active se descompun in apa si oxigen. Compatibilitate excelenta cu materialele.

Convenabil: Curata si dezinfecteaza intr-o singura etapa

Ingrediente: 100g produs contine 1.0g peroxid de hidrogen.

Incidin OxyWipe S: Mod de folosire

Servetelele se folosesc ca atare, prin stergerea aparaturii medicale, a suprafetelor, a dispozitivelor sau instrumentarului mic de dezinfectat (curatate in prealabil), cu umezirea completa a acestora, mobilier de spital, laborator, targi, brancarde, carucioare, canapele, mese de operatii, obiecte sanitare, clante, aparatura medicala din salile de nastere, sectii ATI, cabinete medicale, stetoscoape, termometre, instrumentar mic.

Nu necesita clatire, nu folositi pe suprafetele sensibile la agenti oxidanti (cupru, alama, marmura)

CONFORMITATE CU STANDARDELE PENTRU DEZINFECTIA SUPRAFETELOR Pastrare si depozitare

Produsul trebuie pastrat in recipientul original sub 25 grade C, intr-o locatie rece si uscata, ferita de lumina directa a soarelui. Perioada de valabilitate dupa prima deschidere: Incidin OxyWipe: 1 luna

INCADRARE PRODUS BIOCID

Grupa: 1

Tip produs:2

Prezentare:

100 bucati