



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Membrana colagen SinossFleece 22x27 mm

Pret:

370,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Membrana de colagen hemostatica, extrem de eficienta, cu triplul mecanism de actiune pentru gestionarea eficienta a plagilor pentru defecte minore ale tesuturilor moi.

SinossFleece este o membrana de colagen resorbabila pentru protejarea membranei Schneideriene si pentru mentinerea spatiului alveolei.

Ofera absorbtie rapida si biocompatibilitate ridicata, manipulare usoara si hemostaza excelenta. SinossFleece este solutia perfecta pentru un tratament eficient al tesuturilor moi: favorizeaza vindecarea ranilor folosind un efect de bariera de termen scurt, de aproximativ 4 saptamani.

SinossFleece permite controlul sangerarii, stabilizarea cheagurilor de sange si protejeaza rana pentru a facilita procesul de vindecare.

Matricea de colagen este formata din colagen nativ, nu este reticulata si isi pastreaza volumul chiar si atunci cand este umeda.

Are o biocompatibilitate foarte buna pentru a sustine angiogeneza, pentru formarea tesutului conjunctiv nou.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

SinossFleece este o alternativa la grefele de tesut conjunctiv autolog (BGT) in cadrul interventiilor chirurgicale de regenerare a tesuturilor moi.

SinossFleece accelereaza vindecarea rapida a tesuturilor moi si dure.

Caracteristici

Taiere usoara in lungime, latime si grosime

Vindecarea accelerata a ranilor

Matrice de colagen poroasa, resorbabila si stabila la volum

Degradare rapida (aproximativ 30 de zile)

Proprietati bune de adeziv chiar si in stare umeda, imbibata in sange

Membrana de coalgen nu trebuie indepartata. Asadar, nu este necesara o a doua interventie

Este necesara inchiderea plagii fara tensiune

buna integrare in tesuturile moi. Sustine regenerarea acestora

Matrice de colagen stabila chiar si atunci cand este umeda

Valoare PH stabila

Dimensiune: 22x27 mm

5 bucati/cutie



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
