



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Servetele Incidin cu alcool 100 buc

Pret:

60,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Servetele pe baza de alcool pentru dezinfectia rapida a suprafetelor

Gata de utilizare cu actiune rapida pentru dezinfectia eficienta a dispozitivelor medicale si a suprafetelor generale.

Absența reziduurilor active impreuna cu spectrul larg de eficacitate si timpii reduși de contact fac ca Incidin Alcohol Wipe sa fie ideal pentru utilizarea în domeniul medical, asigurand un nivel de dezinfectie și complianța corespunzator pentru restricționarea răspândirii agenților patogeni.

Incidin Alcohol Wipe ofera:

Spectru larg de eficacitatea, inclusiv Norovirus, si timpii de contact reduși.

Eficacitate dovedita folosind lichidul extras din servetel (eficacitatea este testata pentru lichidul folosit pentru impregnarea servetelului).



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Material de înaltă calitate pentru o aplicare eficientă.

Compatibilitate excelentă cu materialele, pe suprafețe rezistente la alcool.

Fără colorant și parfum

Eficacitate sporită care permite utilizarea atât pentru rutina zilnică cât și în caz de epidemie. Timpii de contact reduși asigură o dezinfectie rapidă. Eficacitatea pe suprafețe este demonstrată pentru lichidul folosit pentru impregnarea șervetelului.

Ușor de utilizat: Șervetel impregnat cu soluție pe baza de alcool ideal pentru dezinfectia rapidă a suprafeței, nu necesită preparare, disponibil în mai multe forme de ambalare.

Compatibilitate excelentă cu materialele compatibilitate foarte bună cu suprafețele rezistente la alcool specifice instituțiilor medicale.

INGREDIENTE ACTIVE

100 g lichid conține: 35 g

2-propanol, 25 g 1-propanol

Timp de contact 5 minute

Dezinfectia suprafețelor în conf. cu VAH 2015 (inclusiv conform EN 16615) cu acțiune mecanică (bactericid, levuricid, tuberculocid) în condiții de curățenie și murdarie.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Standarde Europene (condiții de curatenie și murdarie)

EN 16615 (bactericid, levuricid) 1 min

EN 13272 (bactericid) 1 min

EN 13624 (levuricid) 1 min

EN 14348 + EN 16615 (metoda) (tuberculocid) 1 min

EN 14476 (virusurile anvelopate) 30 sec

EN 14476 (spectru virucid limitat) 15 min

EN 14487 Adeno 15 min

EN 14476 Noro (MNV) 10 min

EN 14476 Polyoma SV 40 10 min

EN 14476 Rotavirus 30 sec

Eficacitate conform ghidurilor DVV/RKI

Eficient împotriva virusurilor anvelopate (inclusiv HIV, HBV, HCV), în conformitate cu recomandarea RKI 01/2004 * 30 sec

Plus* spectru virucid limitat 10 min

Adeno* 10 min

Noro* 10 min

Rota* 30 sec

100 servetele/pachet