



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Adper Single Bond 2



**Pret:**

**314,99 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Firma 3M ESPE, are o deosebita placere sa va prezinta un nou produs din gama adezivilor cu demineralizare totala: adezivul Adper™ Single Bond 2. Acesta este un sistem adeziv cu nanoumplutura care asigura valori mai mari de adeziune la dentina, dezvoltarea lui bazandu-se pe rezultatele clinice si pe experienta indelungata a sistemului Adper™ Single Bond.

Adeziune excelenta; sensibilitate post-operatorie foarte scazuta.

Adper™ Single Bond 2 este ideal pentru:

- Restaurari directe din materiale compozite si compomeri
- Reparatii ale restaurarilor din ceramica, compozit, amalgam si coroane metalo-ceramice
- Cementarea fatetelor in combinatie cu RelyX™ Ceramic Primer si cimentul RelyX™ Veneer
- Restaurari indirecte din metal, ceramica sau compozit, in combinatie cu cimentul rasic adeziv RelyX™ ARC
- Desensibilizări în zona cervicală

Nanoumplutura este stabila si nu se va depune; nu necesita amestecare.

Particulele de umplutura din Adper™ Single Bond 2 au dimensiuni nanometrice (5nm) iar tehnologia lor de



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

obtinere nu permite aglomerarea acestora. Particulele sunt stabile si nu se vor depune. Asadar, spre deosebire de alte sisteme adezive cu nanoumplutura, flaconul de Adper™ Single Bond 2 nu trebuie agitat inainte de folosire. Medicii stomatologi pot fi siguri ca adezivul este gata de folosire in orice moment.

#### Indicatii:

- Restaurari directe din materiale compozite si compomeri
- Reparatii ale restaurarilor din ceramica, compozit, amalgam si coroane metalo-ceramice
- Cimentarea fatetelor in combinatie cu RelyX™ Ceramic Primer si cimentul RelyX™ Veneer
- Restaurari indirecte din metal, ceramica sau compozit, in combinatie cu cimentul rasnic adeziv RelyX™ ARC
- Desensibilizări în zona cervicală
- Design inovator al flaconului

Flaconul este prevazut cu un capac special care poate fi desfacut cu o singura mana, iar materialul translucet din care este realizat lasa sa se vada cu usurinta cat adeziv a mai ramas.

#### Prezentare

Flacon 5 ml