



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Impregum Penta Soft

Pret:

820,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Special creat pentru relizarea amprentelor pentru coroane, punti, inlay-uri, onlay-uri.

Materialele de amprenta polieteri Impregum Penta Soft /Duo Soft sunt indicate pentru realizarea amprentelor pentru coroane, punti, inlay-uri, onlay-uri si amprente functionale.

Impregum™ Penta™ Soft – material de amprenta polieter ideal pentru realizarea amprentelor de mare precizie prin tehnica de amprentare monofazica.

Beneficii pentru medicul dentist:

- Deretentivizare scazuta
- Timp de lucru redus
- Precizie mare

Beneficii pentru tehnicianul dumneavoastra:

- Demulare usoara a modelului
- Precizie mare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Impregum™ Penta™ DuoSoft™ – material de amprenta polieter pentru realizarea amprentelor de mare precizie prin tehnica de amprentare intr-un singur timp, cu doua vascozitati.

Materialele de amprenta Impregum™ Penta™ Soft/DuoSoft™ ofera pe langa precizia dovedita clinic a polieterilor din gama Impregum si avantajele noii clase de polieteri:

- Demulare usoara
- Gust imbunatatit

•

Impregum™ Penta™ Soft – material de amprenta polieter pentru tehnica monofazica. Aceeasi vascozitate (medie) in portamprenta si in seringa.

•

Amprenta realizata prin tehnica monofazica, cu material de amprenta polieter Impregum™Penta™ Soft.

•

Amprenta realizata prin tehnica de amprentare monofazica, cu doua vascozitati folosind materialul de amprenta polieter Impregum™ Penta™ DuoSoft™

Indicatii

- Amprente pentru coroane si punti
- Amprente pentru inaly-uri si onlay-uri
- Amprente functionale
- Amprente de fixare
- Amprente pentru implante

Beneficii

- Amestecare si dozare automata cu ajutorul sistemului Pentamix™
- O singura vascozitate pentru lingura si seringa
- Impregum Penta Soft prezinta toate caracteristicile polieterilor:
- Hidrofilicitate initiala



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Tixotropie
- Priza rapida/ excelente proprietati de curgere

Avantajele noii generatii de polieteri:

- gust mai placut
- usor de indepartat

Instructiuni de utilizare

- Timp de lucru (inclusiv amestecare) 2:45min
- Timp de priza (de la inceputul amestecarii) 6:00min
- Ampretele se dezinfecteaza cu solutie de glutaraldehida 2%

Prezentare

2 Cartuse continand:

1 x 300 ml Pasta de baza (cartus gros)

1 x 60 ml Pasta catalizator (cartus subtire)