



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ketac Cem Plus

Pret:

530,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Inovatie si simplitate pentru cimentarile de rutina

Printr-un proces permanent de cercetare si inovatie 3M ESPE a ajuns in pozitia de lider de piata in domeniul materialelor de cimentare. Combinand avantajele unui ciment ionomer de sticla modificat cu rasini cu un sistem de prezentare si dozare inovator (sistem pasta/pasta ambalat in dispenser Clicker™), Ketac™ Cem Plus a devenit rapid materialul de cimentare definitiva preferat a mii de medici dentisti din intreaga lume.

Doar apasati si amestecati

Dispenserul Clicker™ realizeaza o dozare 1:1 precisa si usor de realizat.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Din Clicker™ direct pe pad-ul de amestecare

Fara niciun alt accesoriu suplimentar, Dispenserul Clicker™ dozeaza cantitatea dorita de material in mod igienic si rapid, asigurand un raport de amestecare constant. Datorita sistemului pasta/pasta, Ketac™ Cem Plus se amesteca rapid si usor, materialul de cimentare obtinut fiind omogen si cu proprietati constante in toata masa sa.

Rezistenta multipla a unei formule testate clinic

- Manipulare usoara si igienica datorita dispenserului Clicker™
- Raport de amestecare constant
- Sistem pasta/pasta pentru o amestecare usoara
- Adeziune puternica
- Materialului in exces se indeparteaza cu usurinta
- Sensibilitate post-operatorie foarte scazuta
- Integritate marginala foarte buna
- Elibereaza fluor

Indicatii

- Cimentarea definitiva a coroanelor, inlay-urilor si onlay-urilor metalice (inclusiv coroane din otel inoxidabil)
- Cimentarea definitiva a coroanelor si puntilor metalo-ceramice
- Cimentarea definitiva a lucrarilor protetice integral ceramice cu infrastructura din oxid de zirconiu sau oxid de aluminiu (ex. coroane si punti Lava™).
- Cimentarea pivotilor si a dispozitivelor corono-radiculare
- Cimentarea sistemelor ortodontice

Un plus de performanta

Formula avansata pasta/pasta a cimentului ionomer de sticla modificat cu rasini Ketac™ Cem Plus ofera o serie de beneficii dovedite prin studii clinice, superioare cimenturilor pulbere-lichid traditionale.

Adeziune puternica

Cimentul ionomer de sticla modificat cu rasini pentru cimentari definitive Ketac™ Cem Plus se foloseste pentru cimentarea lucrarilor protetice realizate dintr-o gama variata de materiale si prezinta o adeziune excelenta la dentina si smalt.

Rezultatele testelor interne 3M ESPE.

Cimentul pentru cimentari definitive Ketac™ Cem Plus prezinta o adeziune marita la smalt si dentina.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Date: Rezistenta adeziunii la smalt si dentina masurata pentru diferite tipuri de materiale de cimentare.

Sensibilitate post-operatorie foarte scazuta

Efectiv, cimentul ionomer de sticla modificat cu rasini pentru cimentari definitive Ketac™ Cem Plus nu cauzeaza sensibilitate post-operatorie.

Indepartarea usoara a materialului in exces

Dupa cimentarea lucrarii protetice cu cimentul Ketac™ Cem Plus, materialul in exces se indeparteaza cu usurinta.

Grosimea filmului de ciment este mica

Grosimea mica a filmului de ciment permite fixarea precisa a lucrarii protetice.

Integritate marginala, solubilitate scazuta

Solubilitatea scazuta asigura integritatea marginala pe termen lung si ajuta la prevenirea decimentarii lucrarilor protetice.

Elibereaza fluor

Fiind un ciment ionomer de sticla Ketac™ Cem Plus elibereaza fluor, cantitatea eliberata fiind mai mare decat in cazul cimenturilor ionomer de sticla modificate cu rasini conventionale (pulbere/lichid).

Tehnical de lucru

Restaurare de amalgam fracturata.

Preparatia realizata in vederea aplicarii lucrarii protetice.

Dozarea si amestecarea usoara



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

a cimentului Ketac™ Cem Plus.

Aplicare: aplicarea simpla a cimentului in coroana.

Fixarea lucrarii protetice:
Indeprtarea usoara a cimentului in exces

Rezultatul final

Fotografiile obtinute prin amabilitatea Dlui. Dr. Radz.

Prezentare

- clicker 1 x 11g
- paduri de amestecare