



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## IPS E.MAX PRESS MO3 Refill

**Pret:**

**448,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

#### **Caracteristici:**

- Pastilele IPS e.max Press MO sunt disponibile in cinci grupuri de nuante coloristice (MO 0, MO 1, MO 2, MO 3, MO 4). Avand in vedere opacitate lor, aceste pastile sunt destinate pentru fabricarea de cape, care sunt plasate pe dinti preparati vitali sau usor modificati de culoare. Ele formeaza o baza excelenta pentru restaurarile cu aspect natural realizate prin tehnica de stratificare;
- Materialele IPS e.max Press sunt realizate din ceramica de sticla pe baza de disilicati de litiu si sunt recomandate in tehnicile de presare;
- Aceste ingoturi ofera fixare excelenta, forma si functionalitate combinata cu o forta de aproximativ 400 MPa. Materialele sunt oferite in patru nivele de translucenta si doua marimi. Materialele IPS PressVEST si IPS PressVEST Speed sunt disponibile pentru procesarea cu IPS e.max Press;
- HT ingots sunt recomandate pentru realizarea unor restaurari complet conturate, relativ neinvazive, precum inlay, onlay sau fatetari. Restaurarile pot fi personalizate cu materiale de pigmentare;
- LT ingots sunt in general folosite pentru fabricarea coroanelor partiale si a coroanelor, o estetica superioara putand fi obtinuta prin folosirea tehnicii cut-back;
- MO ingots sunt folosite la realizarea subsdstructurilor pentru dintii vitali sau usor decolorati,



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

creandu-se baza ideala pentru restaurari naturale completate cu tehnici de stratificare;

- HO ingots mascheaza fundalurile intunecate pentru a btine rezultate estetice superioare, in special in cazurile cand structura dintelui preparat este decolorata sau atunci cand sunt folositi suportii din titan;
- Datorita opacitatii lor, ingoturile in nuantele MO 0 - MO 4 sunt ideale pentru fabricarea cadrelor pe dintii vitali sau pe prepararile usor decolorate. Ingoturile sunt colorate conform unui grup specific de nuante.

#### Indicatii:

- Restaurarea unui singur dinte;
- Puncti pentru regiunile anterioare si premolare;
- Suprastructuri implantologice;
- Fatetari fine (0.3mm);
- Tehnici inlays si onlays (1mm).

#### Avantaje:

- Selectie larga de ingoturi oferita utilizatorilor, acestia putand sa aleaga in functie de tehnica lor preferata de procesare (pigmentare, cut-back, stratificare) si de la caz la caz;
- Disponibil in 16 nuante A-D si 4 culori Bleach BL;
- Materialele pentru tehnicile de stratificare sunt oferte in culori grupate.

#### Mod de ambalare:

- 1 cutie x 5 bucati IPS e.max Press MO Ivoclar Vivadent