



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

V-Posil Starter Set Putty Fast/Light Fast Voco

Pret:

868,70 lei TVA inclusa



Descriere produs:

- Timp de lucru ajustabil, care ofera control asupra ritmului procedurii utilizate, cu timp de activare scurtat prin termo-activare - economiseste timpul de lucru si imbunatateste confortul pacientului
- Fixarea rapida reduce timpul de lucru in zonele critice, minimalizand riscurile de distorsiune
- Datorita unghiului de contact 10°, hidrofilia materialului deplaseaza fluidele, creand un contact imbunatatit cu anatomia dentara - amprente mai precise
- Laborantii vor aprecia hidrofilia post-setare (unghi de contact 6°) care permite modele mai precise si restaurari superioare
- Rezistenta la rupere exceptionala si recuperarea elastica asigura acuratetea dimensionala a amprentei in timpul indepartarii acesteia si dupa
- Nu creeaza bule



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Timpii de fixare sunt sincronizati cu V-Posil Heavy
- Timp de lucru ajustabil, care ofera control asupra ritmului procedurii utilizate, cu timp de activare scurtat prin termo-activare - economiseste timpul de lucru si imbunatateste confortul pacientului
- Fixarea rapida reduce timpul de lucru in zonele critice, minimalizand riscurile de distorsiune
- Datorita unghiului de contact 10°, hidrofilia materialului deplaseaza fluidele, creand un contact imbunatatit cu anatomia dentara - amprente mai precise
- Laborantii vor aprecia hidrofilia post-setare care permite modele mai precise si restaurari superioare
- Rezistenta la rupere exceptionala si recuperarea elastica asigura acuratetea dimensionala a amprentei in timpul indepartarii acesteia si dupa
- Fluiditate excelenta
- Contrast de culoare excelent

- Ratie mixare V-Posil Putty Fast: 1:1
- Ratie mixare V-Posil Light Fast: 1:1
- Timp de lucru maxim la 23°C: 2 minute
- Timp de lucru intraoral V-Posil Light Fast la 35°C: 1 minut
- Timp de fixare intraorala la 35°C: 2 minute
- Duritate Shore A V-Posil Putty Fast: 66
- Duritate Shore A V-Posil Light Fast: 46
- Schimbare dimensionala liniara V-Posil Putty Fast: - 0.25%
- Schimbare dimensionala liniara V-Posil Light Fast: - 0.20%
- Test recuperare elastica V-Posil Putty Fast: 98.5%
- Test recuperare elastica V-Posil Light Fast: 99.6%

- Material preliminar in tehnicile de amprentare: "two-step putty-wash", "one-step putty-wash", "two-step putty-wash with a foil" (spacer din plastic pentru chitos), "one-step putty-wash" pentru formarea periferiilor functionale

-



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

pentru chitos), "one-step putty-wash" tehnica simultana utilizand vascozitati duale, fabricarea protezelor partiale sau complete, amprente relin

- V-Posil Starter Set Putty Fast/Light Fast - 2 V-Posil Putty Fast x 450ml + 2 V-Posil Light Fast x 50ml + 6 varfuri de mixare + 6 varfuri intraorale