

Freza diamantata 801 Set 5 bucati

Pret:

38,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Freza pentru prepararea cavitatii

Indicatii

- Pentru a trata cariile, cavitati pentru amalgam sau compozit.
- Retusarea fisurilor dupa prepararea cu umplutura plastica sau inlay-uri ceramice.

Diametru mic:

- pentru a elimina caria din sulcus si caria infiltrata in santuri si fosete
- pentru carii mici aproape de incisivi si canini care necesita cavitati mici si retentive
- pentru retentii ale cavitatii in dinti cu carii mai mari

Diametru mare:

- pentru a prepara cavitatiile foarte cariate, in principal pe molari (018-021) sau pentru formarea concava a coroanelor in zona incizala (029-035) permitand o distributie optima a stresului.

Indicatii generale freze diamantate

- Prepararea si finisarea cariilor, inlay-urilor, onlay-urilor
- Prepararea si finisarea coroanelor si a puntilor
- Finisarea si polish-area obturatiilor din compozit (granulatii F+C)
- Ajustarea protezelor
- Inlaturarea vechilor coroane sau a obturatiilor din metal (granulatie SG)

Pasii clinici in prepararea cavitatii

- Deschidere, largire si formare a cavitatii (preparare primara)
- Excavare
- Finisare (preparare secundara)
- Curatare si uscare
- Plasarea materialului de obturatie
- Formarea restaurarii

Materiale de obturatie

- Amalgam: "Undercut"
- Compozit
- Obturatii turnate: "No undercut"

Clasificarea cavitatilor

- Clasa I : carii de fisura
- Clasa II : carii proximale posterioare
- Clasa III : carii proximale anterioare
- Clasa IV : carii proximale cu pierderea marginii incizale
- Clasa V : carii cervicale

Prezentare

- pentru toate tipurile de turbine sau contraunghiuri de mare viteza (rosu)
- diametru: 1,6 mm
- lungime L : 19 mm
- Cutie 5 bucati