



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Freza diamantata 863 Set 5 bucati



Pret:

60,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Tip 863: Preparatie de coroane si ajustarea dintilor foarte lungi.

Indicatii

- Tip 863: Preparatie de coroane si ajustarea dintilor foarte lungi.
- Creaza o margine cervicala cu o usoara tesitura, mai putin daunatoare pentru dinte (indicata pentru coroane metalice a caror grosime poate fi foarte subtire la acest nivel)

Indicatii generale freze diamantate

- Prepararea si finisarea cariilor, inlay-urilor, onlay-urilor
- Prepararea si finisarea coroanelor si a puntilor
- Finisarea si polish-area obturatiilor din compozit (granulatii F+C)
- Ajustarea protezelor
- Inlaturarea vechilor coroane sau a obturatiilor din metal (granulatie SG)



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Pasii clinici in prepararea cavitatii

- Deschidere, largire si formare a cavitatii (preparare primara)
- Excavare
- Finisare (preparare secundara)
- Curatare si uscare
- Plasarea materialului de obturatie
- Formarea restaurarii

Materiale de obturatie

- Amalgam: "Undercut"
- Compozit
- Obturatii turnate: "No undercut"

Clasificarea cavitatilor

- Clasa I : carii de fisura
- Clasa II : carii proximale posterioare
- Clasa III : carii proximale anterioare
- Clasa IV : carii proximale cu pierderea marginii incizale
- Clasa V : carii cervicale

Prezentare

- pentru toate tipurile de turbine sau contraunghiuri de mare viteza (rosu)
- diametru: 1,6 mm
- lungime L : 19 mm
- Set 5 bucati