



Freza diamantata 885 Set 5 bucati



Pret:

55,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Tip 885: Preparatie pentru coroana (reductie periferica a dintelui)

Indicatii

- Tip 885: Preparatie pentru coroana (reductie periferica a dintelui)
- Aceleasi indicatii ca pentru tipul 881 dar se obtine o margine dos de lama de cutit sau o margine conica de preparatie, mai deschisa si mai angulara.
- Prag cu o linie de preparatie distincta.
- In princial pentru coroane turnate (aliaj metalic) si coroane de ceramica si acrilic.

Indicatii generale freze diamantate

- Prepararea si finisarea cariilor, inlay-urilor, onlay-urilor
- Prepararea si finisarea coroanelor si a puntilor
- Finisarea si polish-area obturatiilor din compozit (granulatii F+C)
- Ajustarea protezelor
- Inlaturarea vechilor coroane sau a obturatiilor din metal (granulatie SG)



Pasii clinici in prepararea cavitatii

- Deschidere, largire si formare a cavitatii (preparare primara)
- Excavare
- Finisare (preparare secundara)
- Curatare si uscare
- Plasarea materialului de obturatie
- Formarea restaurarii

Materiale de obturatie

- Amalgam: "Undercut"
- Compozit
- Obturatii turnate: "No undercut"

Clasificarea cavitatilor

- Clasa I : carii de fisura
- Clasa II : carii proximale posterioare
- Clasa III : carii proximale anterioare
- Clasa IV : carii proximale cu pierderea marginii incizale
- Clasa V : carii cervicale

Prezentare

- pentru toate tipurile de turbine sau contraunghiuri de mare viteza (rosu)
- diametru: 1,6 mm
- lungime L : 19 mm
- Set 5 bucati