



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Adeziv Single Bond Universal L-Pop

**Pret:**

**10,50 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Pot să faca totul:

Demineralizare totală, demineralizare selectivă, autogravare.

Demineralizare totală, Demineralizare selectivă, Autogravare - indiferent de tehnica aleasă, Single Bond Universal este singurul adeziv de care aveți nevoie. Este ușor de aplicat pentru restaurările directe cât și cele indirecte și aderă de toate suprafețele inclusiv smalț, dentină, ceramică, zirconiu, compozit, aliaje nobile și nenobile – fără a fi necesară aplicarea unui primer.

### **Indicații pentru restaurările directe:**

- Restaurarea tuturor tipurilor de cavități cu materiale fotopolimerizabile din clasa compozite și compomeri
- Desensibilizarea suprafețelor radiculare
- Sigilarea dentinei înainte de restaurările cu amalgam
- Strat protector (lac, varnish) pentru materialele de restaurare de tip ionomeri de sticlă



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Reparații ale restaurărilor din compozit și compomer
- Sistem adeziv pentru aplicarea materialelor de sigilare

#### **Indicații pentru restaurările indirecte:**

- Primer pentru restaurări din zirconia, alumina, metal sau ceramică sticloasă
- Pentru fixarea adezivă a fațetelor cu cimentul RelyX™ Veneer
- Repararea intraorală a restaurărilor indirecte existente
- Sigilarea suprafețelor dentinare ale bonturilor dentare, înainte de aplicarea lucrărilor provizorii

Descoperiți soluția Sistemului Adeziv Universal

#### **Beneficii**

- Un singur pas, un singur strat de aplicat, într-o perioadă de  
35 secunde

#### **Prezentare**

Monodoză L-Pop

- Gamă variată de indicații
- Nu necesită refrigerare; poate fi depozitat la temperatura camerei pentru 2 ani
- Îmbunătățit, ușor de aplicat

Ghid video de folosire: