



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Pasta astringenta pentru retractie capsula

Pret:

16,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Obtineti un acces facil la sulcus prin varful patentat extra fin al Capsulei de Retractie 3M™ ESPE™. Pasta de retractie se aplica foarte usor folosind dispensere comune de compozit (capsule) si deflechteaza eficient gingia marginala.

- Varful extra fin se potriveste direct in sulcus.
- Permite un sulcus curat si uscat, precum si o hemostaza robusta
- Capsula igienica doza unica

Prin comparatie cu snururile de retractie gingivala:

- Proces comod si eficient temporal: pana la 50% mai rapid
- Risc mai mic de hemoragie
- Actiune fina asupra tesutului pentru un confort imbunatatit al pacientului



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prin comparatie cu celelalte paste de retractie gingivala:

- Acces usor in sulcus
- Un acces mai bun interproximal datorita varfului extra-fin al capsului
- Compatibil cu majoritatea dispenserelor.

Indicatii

Pasta de retractie 3M™ ESPE™ este indicata in retractia tisulara temporara a ginigiei marginale pentru a asigura un sulcus uscat atunci cand parodontiul este sanatos, cu scopuri cum ar fi:

- amprentarea
- prepararea lucrarilor temporare
- prepararea obturariilor de clasa II si V.

Produsul nu poate fi folosit la pacientii care sufera de boli ale parodontiului, furcatii deschise sau os expus.

Prezentare

- 1 x capsula 0.3g