



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Admira Fusion 5 Trial Pack 10 capsule x 0.2g

Pret:

**295,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

### Indicatii

- Restaurari cavitati clasa I - V;
- Baza in cavitatile clasa I si II;
- Reconstructia dintilor anteriori traumatizati;
- Fatetari dinti decolorati;
- Corectarea formei si nuantei pentru o estetica imbunatatita;
- Fixarea dintilor anteriori;
- Repararea fatetelor, defectelor minore de smalt si a materialelor provizorii C&B;
- Sigilarea fisurilor extinse;
- Restaurari dinti primari;
- Reconstructie de bonturi;
- Inlay compozit;

### Avantaje/Beneficii

- Radioopac;
- Contine 83% particule anorganice si se utilizeaza cu un sistem amelo-dentinar;



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Sistemul simplificat de culori Admira Fusion 5 cu cele cinci grupe de nuante (Cluster-Shades) acopera toate cele 16 culori clasice VITA;
- Datorita sistemului simplificat de culori, nu necesita stratificare multipla;
- Reduce semnificativ inventarul de cabinet;
- Noua matrice pe baza de rasina permite un efect cameleonic imbunatatit prin dispersia optimizata a luminii;
- Universal - indeplineste cele mai inalte cerinte atat in regiunea anterioara, cat si in cea posterioara;
- Utilizare usoara si rapida - fotopolimerizarea in numai 10 secunde pentru toate nuantele;
- Datorita consistentei nelipicioase, materialul se adapteaza foarte bine pe peretii cavitatii si poate fi modelat usor;
- Lustruirea usoara si rapida combinata cu proprietatile mecanice excelente fac din Admira Fusion 5 alegerea ideala pentru restaurarile estetice pe termen lung in regiunea anterioara si posterioara;
- Poate fi combinat optim cu toate produsele din gama Admira Fusion - daca se doreste o acoperire opaca, se pot utiliza Admira Fusion sau Admira Fusion Flow; pentru bazare cu un fluid, Admira Fusion Flow este alegerea corecta;
- Sculptabilitate excelenta;
- Nu se lipeste de instrument;
- Compatibil cu toti adezivii conventionali;
- Tehnologie ORMOCER imbunatatita - material de umplutura pe baza pur ceramica, atat particulele de umplutura cat si matricea de rasina fiind bazate exclusiv pe oxid de silicon;
- Biocompatibilitate excelenta;
- Nu contine monomeri clasici - fara Bis-GMA (BPA), TEGDMA, UDMA, etc;
- Stabilitate superioara;
- Cea mai scazuta comprimarea la fotopolimerizare (1.25% din volum);
- Cel mai redus nivel de stress la comprimare, in comparatie cu alte compozite pentru restaurare conventionale

### **Timpi de fotopolimerizare LED/halogen (in functie de puterea lampii)**

Putere  $\geq 800\text{mW/cm}^2$ : 10s

Putere 500 - 800mW/cm<sup>2</sup>: 20s

### **Compozitie**

Sticla borosilicata bariu aluminiu, rasina ORMOCER, dioxid de siliciu, initiatori, stabilizatori, pigmenti colorati.

### **Prezentare**

10 capsule Admira Fusion 5 x 0.2g (2 capsule A1; 2 capsule A2; 2 capsule A3; 2 capsule A3.5; 2 capsule A4) + 10 unidoze Futurabond U



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---