



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Admira Fusion 5 set 75 X 0.2g

Pret:

**1.451,19 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Admira Fusion 5 - compozit fotopolimerizabil, nanohibrid, tip ORMOCER, cu sistem simplificat de nuante

### Avantaje

- Radioopac
- Contine 83% particule anorganice si se utilizeaza cu un sistem amelo-dentinar
- Sistemul simplificat de culori Admira Fusion 5 cu cele cinci grupe de nuante (Cluster-Shades) acopera toate cele 16 culori clasice VITA
- Datorita sistemului simplificat de culori, nu necesita stratificare multipla
- Reduce semnificativ inventarul de cabinet
- Noua matrice pe baza de rasina permite un efect cameleonic imbunatatit prin dispersia optimizata a luminii
- Universal - indeplineste cele mai inalte cerinte atat in regiunea anterioara, cat si in cea posterioara
- Utilizare usoara si rapida - fotopolimerizarea in numai 10 secunde pentru toate nuantele
- Datorita consistentei nelipicioase, materialul se adapteaza foarte bine pe peretii cavitatii si poate fi modelat usor
- Lustruirea usoara si rapida combinata cu proprietatile mecanice excelente fac din Admira Fusion 5 alegerea ideala pentru restaurarile estetice pe termen lung in regiunea anterioara si posterioara



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Poate fi combinat optim cu toate produsele din gama Admira Fusion - daca se doreste o acoperire opaca, se pot utiliza Admira Fusion sau Admira Fusion Flow; pentru bazare cu un fluid, Admira Fusion Flow este alegerea corecta
- Sculptabilitate excelenta
- Nu se lipeste de instrument
- Compatibil cu toti adezivii conventionali
- Tehnologie ORMOCER imbunatatita - material de umplutura pe baza pur ceramica, atat particulele de umplutura cat si matriceade rasina fiind bazate exclusiv pe oxid de silicon
- Biocompatibilitate excelenta
- Nu contine monomeri clasici - fara Bis-GMA (BPA), TEGDMA, UDMA, etc
- Stabilitate superioara
- Cea mai scazuta comprimarea la fotopolimerizare (1.25% din volum)
- Cel mai redus nivel de stress la comprimare, in comparatie cu alte compozite pentru restaurare conventionale

### **Timpi de fotopolimerizare LED/halogen (in functie de puterea lampii)**

Putere  $\geq 800\text{mW/cm}^2$ : 10s

Putere 500 -  $800\text{mW/cm}^2$ : 20s

### **Compozitie**

Sticla borosilicata bariu aluminiu, rasina ORMOCER, dioxid de siliciu, initiatori, stabilizatori, pigmenti colorati.

### **Indicatii**

- Restaurari cavitati clasa I - V
- Baza in cavitatile clasa I si II
- Reconstructia dintilor anteriori traumatizati
- Fatetari dinti decolorati
- Corectarea formei si nuantei pentru o estetica imbunatatita
- Fixarea dintilor anteriori
- Repararea fatetelor, defectelor minore de smalt si a materialelor provizorii C&B
- Sigilarea fisurilor extinse
- Restaurari dinti primari
- Reconstructie de bonturi
- Inlay compozit

A se depozita la o temperatura cuprinsa intre  $4^{\circ}\text{C}$  si  $23^{\circ}\text{C}$



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Pentru a evita expunerea la lumina si o polimerizare nedorita a produsului, seringile trebuie imediat inchise dupa utilizare

## **Tabel culori Admira Fusion 5 si corespondentele in sistemul de nuante VITA**

### **Prezentare**

Admira Fusion 5 set - 75 capsule x 0.2g (15 capsule A1 + 15 capsule A2 + 15 capsule A3 + 15 capsule A3.5 + 15 capsule A4)