



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ace Hyflex EDM NiTi Preparation

Pret:

235,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

HyFlex EDM NiTi - ace rotative NiTi, de generatie a cincea, pentru canalul radicular

Avantaje:

Flexibilitate crescuta

Rezistenta extrema la fractura - cu pana la 700%

Preparare centrata a canalului

Suprafata intarita in mod special

Mai putina pilire necesara pentru succesul tratamentului

Proces de fabricatie inovator, care foloseste prelucrarea prin descarcare electrica

Piese de lucru se prelucreaza in procesul de fabricatie EDM prin generarea unui potential între piesa de lucru si unelta. Aceasta creeaza suprafata unica a noilor ace NiTi si intareste si sporeste rezistenta acelor HyFlex EDM la fractură. Această combinatie, cu totul unica, între flexibilitate si rezistenta la fractura face posibila reducerea numărului de instrumente necesare pentru curatare si modelare în timpul tratamentului de canal radicular, fara a fi necesara compromiterea pastrarii anatomiei canalului radicular

Instrument finisare pentru largirea portiunii apicale



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Date tehnice:

Viteza de rotatie: 300 rpm

Cuplu de torsiune: pana la 1.8 Ncm (18 mNm)

Prezentare:

HyFlex EDM Preparation File 21mm / 25mm - 1 blister x 3 ace