



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Benzi interdentare diamantate GripStrip



Pret:

49,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Benzi interdentare diamantate pentru finisarea si lustruirea zonelor proximale.

Folositi GripStrip™ pentru a finisa si lustrui cu un singur dispozitiv.

GripStrip™ este o banda metalica pentru finisare proximala, care este prevazuta cu doua suprafete diamantate de dimensiuni diferite: 40um pentru indepartarea materialului in excess si 15um pentru finisare si lustruire.

Folositi GripStrip™ pentru a contura si bizota marginile cavitatii preparate sau pentru a indeparta excesul de material in cazul obturatiilor sau la marginea lucrarilor protetice.

GripStrip™ este un dispozitiv foarte rezistent, dar in acelasi timp foarte flexibil si poate sa ajunga in zonele curbate fara a se rupe.

O "zona libera" in jumatarea medie care nu este activa va permite introducerea benzii cu usurinta in zonele interproximale.

Capetele benzii sunt late si perforate pentru a asigura o priza cat mai buna.

Benzile pentru finisare GripStrip™ sunt autoclavabile si pot fi reutilizate pentru a reduce costurile.

GripStrip™ sunt ideale pentru lustruirea, conturarea, bizotarea, finisarea si regularizarea zonelor proximale si incizale.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Caz clinic

Beneficii:

- Folositi GripStrip™ pentru a finisa si lustrui cu un singur dispozitiv.
- Calitate premium pentru rezultate perfecte.
- Banda de finisare interdentara realizata din otel inoxidabil cu partea activa diamantata.
- Prevazuta cu doua parti diamantate de dimensiuni diferite.
- Un capat are o granulatie de 40um, pentru finisare si indepartarea materialului in excess, iar celalalt are o granulatie de 15um pentru lustruire.
- Capetele late si perforate asigura o priza excelenta.
- Prezinta o "zona libera", neteda, pentru a facilita introducerea in spatiile interdentare.
- Sterilizabila si reutilizabila pentru a reduce costurile si pentru a economisi bani.

Granulatie Fina:

- Finisare(capat galben) 15um
- Lustruire (capat portocaliu) 8um

Granulatie Medie:

- Finisare(capat rosu) 40um
- Lustruire(capat galben) 15um

Granulatie Mare:

- Finisare(capat albastru) 80um
- Lustruire(capat rosu) 40um

Intrebari frecvente:



Ce este unic la GripStrip?

- Finisarea si lustruirea se face intr-un singur pas cu un singur instrument.

Ce indicatii are GripStrip?

- Finisarea si lustruirea obturatiilor si adaptarea marginilor lucrarilor protetice in zinele proximale. Inlaturarea excesului de material in obruratii si a cimentului in cazul lucrarilor protetice.
- Pentru a bizota peretii cavitatilor in cariile proximale si a zonelor cervicale.

De ce GripStrip au zona terminala latita si perforata?

- Pentru a avea o priza foarte buna.

GripStrip este un instrument de unica folosinta?

- Nu. GripStrip este autoclavabil si poate fi reutilizat de 20-30 de ori.

Ce este "zona libera" aflata la mijlocul benzii?

- "Zona libera" se afla in mijlocul benzii de finisare, si este o zona neteda, negranulata, pentru a facilita introducerea usoara in zonele interproximale , fara a distruge punctele de contact.

Pot fi desfintate punctele de contact cu ajutorul GripStrip?

- Nu este recomandat sa folositi GripStrip pentru desfintarea punctelor de contact, deoarece aceasta banda este foarte subtire si exista riscul ruperii acesteia.
- Pentru desfintarea punctelor de contact puteti folosi ProxiDiscs.

Prezentare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- pret / banda

cutia contine 12 benzi

Atentie! Nu torsionati si nu fortati excesiv banda de finisare GripStrip, deoarece exista riscul ruperii acesteia.