



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Filtek Ultimate Kit introductiv

Pret:

1.011,81 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Cel mai usor mod de a reflecta realitatea!

Simplitate

Restaurari de exceptie, acum mai usor ca niciodata!

Selectia extinsa de culori Body va ofera mai multe optiuni pentru restaurari ideala mono-culoare.

Obturatie de amalgam inlocuita de Filtek Ultimate intr-o restauratie posterioara, ce creaza un rezultat puternic si estetic.

Inainte

Dupa



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Photo courtesy of Dr. Grant Chyz.

- Noile etichete cu scris ingrosat va ajuta sa cititi mai usor si repede eticheta, economisindu-va timp
- Seringile sunt acum codate prin culoare in functie de opacitate

Versatilitate

Nu conteaza tehnica folosita, rezultatul va fi intotdeauna cel scontat!

- Universal - anterior si posterior
- O gama larga de nuante si opacitati
- Manuire excelenta a **tuturor** opacitatilor
- Rezultate estetice excelente, fie ca folositi tehnici cu mono, duo sau multi-culoare

Opacitati:

Dentina Body Smalt Translucent

Nanotehnologia 3M Espe

Un avantaj care nu poate fi trecut cu privirea. Nimic nu poate reflecta rezilienta smaltului precum noua nanotehnologie adevarata.

- Rezistenta la uzura egala cu cea a Filtek Supreme XT
- Intr-un studiu de 5 ani, se arata ca Filtek Supreme XT se uzeaza la fel ca smaltul natural

¹ In vitro 3 body wear data on file

² Katholic University Leuven – In vivo clinical study

Rata de uzura

sursa: date interne 3M Espe

Particulele de dimensiune nano confera rezistenta unica la polish

Acest test side-by-side compara rezistenta la polish a unui material restaurativ de top in comparatie cu Filtek Ultimate, dupa 6000 de perieri simulate.

Tetric Filtek Ultimate Filtek Ultimate



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Evoceram Nuanta Body Nuanta Translucent

Caracteristici si avantaje

Simplu de folosit

- Manevrabilitate exceptionala
- Mai multe nuante body pentru restaurari mononuanta
- Etichete ingrosate, usor de citit

Estetica realistica

- Polisabilitate excelenta
- Gama mare de nuante si opacitati
- Fluorescenta imbunatatita

Tehnologie unica cu nanofiller

- Rezistenta la polish mai buna decat un microfiller
- Se uzeaza mai greu decat competitorii
- Rezistenta de exceptie pentru folosire pe anteriori sau posteriori

Nanotehnologie veridica

Tehnologia unica 3MEspe va ofera posibilitate unor restaurari foarte rezistente si estetice

- Nanocompozitul este compus din particule individuale si grupuri unice de particule de dimensiune nano care sunt lipite chimic in interiorul matricei
- Nanoclusterele se forfecheaza intr-un ritm similar cu cel al matricii rasinice inconjuratoare in timpul abraziunii
- Rezultatul este o suprafata mai fina pentru rezistenta la polisare pe termen lung

Nanoclustere lipite

Zirconiu si siliciu lipite

Magnificare 100.000 x

SEM: Dr. J. Perdigo, University of Minnesota



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Increderea ca restaurarile dvs. anterioare si posterioare isi vor pastra aparenta lucioasa, reala pentru mult timp.

Rezistenta la polish

Aceasta analiza optica compara suprafetele compozitelor Filtek Ultimate (nuante Dentina, Smalt, Body) si un concurent de top, compozit nano-optimizat, dupa abraziunea cu periuta de dinti.

Filtek Ultimate

Tetric Evoceram

Sursa: date interne 3MEspe

Rezistenta la abraziune similara cu a smaltului

- Rezistenta la uzura egala cu cea a Filtek Supreme XT
- Intr-un studiu de 5 ani, se arata ca Filtek Supreme XT se uzeaza la fel ca smaltul natural

¹ In vitro 3 body wear data on file

² Katholic University Leuven – In vivo clinical study

Rata de uzura

Sursa: date interne 3MEspe

Rezistenta de exceptie

Indicatii

- restaurari directe anterioare si posterioare (clasele I, II, III, IV, V)
- stomatologie minim invaziva (SMI)
- tehnica sandwich cu material rasina glasionomer
- modelare cuspizi
- modelare bont
- restaurari indirecte anterioare si posterioare incluzand inlay-uri, onlay-uri si fatete

Rezultate clinice

Reflectia frumusetii adevarate - multumita lui Filtek Ultimate



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

A existat o perioada cand aveati nevoie de doua tipuri de compozite: unul puternic, pentru restaurarile posterioare si unul estetic, pentru restaurarile anterioare. Acum, puteti avea UN SINGUR compozit care sa le impace pe amandoua - este si estetic, si puternic. Suficient de estetic pentru restaurari anterioare si suficient de puternic pentru a rezista fortelor masticatori in cazul restaurarilor posterioare.

Cazul 1. Obturatie de amalgam inlocuita cu Filtek Ultimate intr-o restaurare posterioara.

Photo courtesy of Dr. Grant Chyz. **Cazul 2. Restaurare posterioare folosind doua nuante de Filtek Ultimate: A1E si A1B** Photo courtesy of Dr. Liebenberg **Cazul 3. Restaurare anterioara folosind mai multe nuante de Filtek Ultimate: A2B, A2E, CT si White Tint (nu este un produs 3MEspe)**

Photos courtesy of Dr. Cathia Bergeron, College of Dentistry, University of Iowa. **Cazul 4. Restaurare anterioara creata folosind mai multe nuante de Filtek Ultimate: CT, WD, BT si WE** Photos courtesy of Dr. Sillas Duarte, Jr. Case Western Reserve University School of Dental Medicine, Cleveland Ohio **Cazul 5. Restaurare creata utilizand 3 nuante (A3D, A3.5D, A1E) de Filtek Ultimate** Photo courtesy of Dr. Gabriel Krastl, Department of Periodontology, Endodontics and Cariology, University of Basel, Switzerland. Tehnici Video: Tehnica Simpla de Restaurare Anterioara Tehnica Multi-culoare de Restaurare Anterioara Tehnica Monoculoare de Restaurare Posterioara Tehnica Bi-culoare de Restaurare Posterioara Ghiduri tehnici de restaurare

Anterior Restoration Simple Technique (PDF, 577KB)

Anterior Restoration Multi-shade Technique (PDF, 625KB)

Posterior Restoration Single-shade Technique (PDF, 599KB)

Posterior Restoration Dual-shade Technique (PDF, 704KB) Prezentare

-
- 4 seringi x 4g (nuante A3D, A4D, A2E, A3E)
- instructiuni de folosire
- 1 roata selectare culori