



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Tempit Ultra unidoza 0.2gr



Pret:

**10,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Creat special pentru obturatii provizorii care pot rezista pana la un an la adulti si pana la 2 ani la copii. Doar incarcati unidozele pre-umplute in orice pistol aplicator C-R®, injectati, fotopolimerizati pentru 40 de secunde, si gata. Tempit Ultra face priza prin fotopolimerizare in 40 de secunde pe o adancime de 6mm. Nu necesita amestecare. TempitUltra este ambalat in unidoze, gata de injectare in preparatii. Nu necesita gravare sau adezivi amelo-dentinari. Tempit Ultra poate fi aplicat peste obturatii de baza, substante desensibilizante, dezinfectanti sau peste substante pentru coafajul direct. Tempit Ultra se poate indeparta cu freza inainte de a plasa obturatia definitiva.

Contine o rasina bio-compatibila, fotopolimerizabila, cu diuretan dimethacrylatcare similara cu rasinile fotopolimerizabile pentru baza. Pentru a asigura rezistenta si durabilitate, TempitUltra este saturat 30% cu dioxid de siliciu. TempitUltra nu se va "spala". Are o putere compresiva mai mare si solubilitate mai mica decat materialele de obturatie ZOE.

### Avantaje

Nu necesita amestecare, nu creeaza mizerie

Fara riscul aparitiei infiltratiei marginale



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Fotopolimerizarea se produce pe o adancime de 6mm

Fara contaminare incrucisata

Pentru obturatii provizorii de lunga durata

Poate fi folosit ca material de obturatie definitiv pe dintii temporari, la copii

Fara contractie de polimerizare

Rezistenta mecanica foarte mare

Unidoze pre-umplute pentru injectare direct in preparatii

Unidoze de unica folosinta pentru o plasare usoara si fara germeni patogeni

Fotopolimerizabil - face priza in 40 de secunde sau mai putin

Nu contine eugenol pentru a nu cauza alergii si nu impiedica adeziunea materialelor compozite

Culoare neutra

Prezentare

Tempit Ultra unidoza x 0.2gr