



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Simplishade Bulk Fill seringa 4gr

Pret:

336,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

**Oferta de lansare! Cumparati o seringa de SimpliShade BulkFill si primiti gratis inca o seringa!
Oferta este valabila in limita stocului disponibil pana la 25.08.2024**

Simplificati lucrurile cu o nuanta unica, intr-un singur pas

Restaurarile estetice sunt acum mai simple, cu SimpliShade™ Bulk Fill. Puteti sa renuntati la stratul de acoperire, efectuand o singura operatiune de aplicare, si sa simplificati inventarul la o singura nuanta pentru toate cele 16 nuante clasice VITA®. Datorita tehnologiei triple a raspunsului adaptativ (ART3), SimpliShade Bulk Fill ofera caracteristici de manipulare usoara si efort de contractie redus.

O SINGURA NUANTA ESTE TOT CE TREBUIE

SimpliShade™ Bulk Fill este indicat pentru restaurari de Clasa I-V – aplicarea directa a restaurarilor in zona frontala si laterala, refaceri de bont si repararea defectelor de restaurare.

Sistem cu nuanta unica



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Utilizand un sistem cu nuanta unica, armonizat perfect cu toate cele 16 nuante clasice VITA®, SimpliShade Bulk Fill va economiseste timpul necesar pentru selectarea nuanțelor și gestionarea inventarului.

Un singur pas

Eliminati necesitatea unui strat de acoperire, realizand restaurari complete datorita compozitului SingleFill™. Datorita mecanismului sau de polimerizare superior, SimpliShade Bulk Fill reuseste atingerea cu usurinta a adancimii de polimerizare de pana la 5 mm dintr-un singur pas.

Simplitate cu durabilitate

SimpliShade Bulk Fill ofera o rata de uzura redusa, rezistenta ridicata la incovoiere și un efort de contractie comparabil cu celelalte materiale de restaurare in masa disponibile pe piata, asigurand astfel rezistenta in timp a restaurarilor realizate.

Efectul de cameleon

Arhitectura speciala a nanomaterialului de umplere imita structura naturala a smaltului și interactioneaza cu lumina pentru o armonizare perfecta

Rezistenta la incovoiere

SimpliShade Bulk Fill demonstreaza o rezistenta la incovoiere cel puțin comparabila cu Concurentul 1 și Concurentul 2, ceea ce duce la o rezistenta mai buna la ciobire și rupere in timp.

Efort de contractie

SimpliShade Bulk Fill ofera un efort de contractie comparabil cu Concurentul 3, determinand reducerea degradarii marginale și a sensibilitatii postoperatorii pentru o restaurare cu rezistenta mai mare in timp.

Rata de uzura

SimpliShade Bulk Fill are cea mai scazuta rata de uzura comparativ cu Concurentul 3, Concurentul 1 și Concurentul 2. Rata de uzura scazuta permite obtinerea unei restaurari care va rezista la fortele zilnice de masticatie, periaj și altele.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Luciu initial

SimpliShade Bulk Fill are un luciu initial comparabil cu Concurentul 3 si un luciu initial superior fata de Concurentul 1 si Concurentul 2, ceea ce garanteaza o restaurare cu aspect estetic ridicat.

Proprietati de manipulare

Tehnologia raspunsului reologic adaptativ reduce vascozitatea in timpul manipularii, pentru o sculptare usoara si o buna recreare a anatomiei.

Adancime de polimerizare de pana la 5mm

Tehnologia raspunsului reologic adaptativ pentru o sculptare usoara

ART3 utilizeaza modificatori reologici pentru reducerea vascozitatii compozitului in timpul manipularii. Dupa ce incheiati modelarea, vascozitatea se reface si anatomia se stabilizeaza inainte de fotopolimerizare — ceea ce reduce necesitatea resculptarii.

Tehnologia raspunsului adaptativ pentru armonizarea perfecta a culorilor

Obtineti armonizarea exceptionala a culorilor datorita nanomaterialelor de umplere care imita structurile smaltului si interactioneaza cu lumina in mod natural. Restaurarea si dintele natural devin practic imposibil de distins intre ele.

Tehnologia raspunsului adaptativ la efortul de contractie pentru rezultate durabile

In timpul polimerizarii, SimpliShade Bulk Fill se bazeaza pe rasina cu contractie scazuta si pe designul inovator al nanomaterialului de umplere: nanomaterialele de umplere infuzate cu rasina sporesc elasticitatea, reducand astfel efortul de contractie, iar stratul special micsoreaza tensiunea de interfata. Unificarea celor trei mecanisme de reducere a efortului de contractie sporeste adaptarea si integritatea marginala datorita reducerii la minimum a tensiunii exercitate de restaurarea din compozit asupra stratului adeziv.

Prezentare video



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare

Seringa 4g