



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Filtru Apa Runyes

Pret:

25,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Filtru Apă Runyes este o componentă crucială pentru sistemele de autoclave stomatologice, menită să asigure o filtrare eficientă a apei utilizate în procesele de sterilizare. Aceste filtre protejează dispozitivele și instrumentele de posibile impurități, garantând o funcționare sigură și eficientă a echipamentelor.

Caracteristici Generale:

- Ambele filtre sunt concepute pentru a se integra perfect în autoclavele **Runyes**, oferind o filtrare fiabilă și protecție împotriva acumulării de impurități în apă.
- **Material:** Sunt realizate din materiale durabile, adaptate mediilor de lucru din clinici stomatologice, cu diferite caracteristici pentru a se potrivi nevoilor fiecărui utilizator.

Caracteristici Tehnice Individuale:

1. Filtru Galben Complet:

- **Material:** Fabricat dintr-un silicon flexibil, inclusiv partea interioară asemănătoare cu o gută, special conceput pentru a asigura o filtrare eficientă fără a utiliza plasă din oțel.
- **Design:** Forma conică și complet siliconică permite utilizarea ușoară și îndepărtarea impurităților din apă fără riscul de coroziune sau blocaj.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- **Compatibilitate:** Proiectat pentru autoclavele **Runyes**, acest filtru oferă o durabilitate ridicată și o protecție constantă.

2. Filtru Alb cu Bază Rigidă:

- **Material:** Fabricat din silicon alb de înaltă calitate, cu o coadă din plastic dur, acest filtru este robust și ușor de instalat.
- **Design:** Partea transparentă din silicon permite monitorizarea vizuală a filtrului și detectarea oricăror blocaje sau impurități acumulate.
- **Compatibilitate:** Ideal pentru autoclavele **Runyes**, acest filtru oferă o durată lungă de viață și este rezistent la uzura zilnică din procesele de sterilizare.

Instrucțiuni de Utilizare:

Se recomandă curățarea și inspectarea periodică a ambelor filtre pentru a menține eficiența autoclavelor. Înlocuirea trebuie efectuată atunci când filtrul prezintă semne de uzură sau acumulare de impurități care ar putea afecta performanța sterilizării.

Notă:

Ambele filtre sunt vândute individual, nu fac parte dintr-un set, iar utilizatorii trebuie să selecteze modelul potrivit în funcție de compatibilitatea cu autoclava **Runyes** pe care o folosesc.