



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Filtru Apa - Autoclav Runyes 18L, 23L

Pret:

39,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Filtrul de apă pentru autoclave Runyes este o componentă vitală pentru menținerea calității apei utilizate în procesul de sterilizare. Acesta elimină impuritățile din apă, prevenind deteriorarea echipamentului și asigurând un ciclu de sterilizare sigur și eficient.

Caracteristici Tehnice:

- **Material:** Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate și plastic durabil pentru a asigura o filtrare eficientă și o durată de viață lungă.
- **Funcționalitate:** Filtrează impuritățile din apa utilizată în autoclav pentru a proteja componentele interne ale autoclavei.

Conținutul produsului:

1. **Filtru de apă principal** – Filtru din oțel inoxidabil care blochează particulele și impuritățile.
2. **Componente suplimentare pentru montare** – Piese necesare pentru instalarea filtrului în autoclav.

Utilizare:

- Acest filtru este utilizat în autoclavele Runyes pentru a purifica apa folosită în procesele de sterilizare.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Instalare rapidă și ușoară în autoclavele Runyes, asigurând funcționarea optimă a acestora.

Instrucțiuni de întreținere:

- Se recomandă curățarea periodică a filtrului pentru a menține eficiența sa și pentru a preveni blocajele.
- Filtrul trebuie înlocuit la fiecare 6-12 luni sau mai devreme, dacă observați o scădere a eficienței sterilizării.

Compatibilitate:

- Potrivit pentru autoclavele Runyes, dar și pentru alte echipamente care necesită filtre de apă similare (verificați compatibilitatea cu producătorul pentru alte mărci).

Durabilitatea Produsului:

- Filtrul este proiectat să reziste utilizării intensive, dar trebuie înlocuit periodic pentru a menține performanțele optime ale autoclavei.

Recomandări pentru înlocuire:

- Înlocuirea filtrului este recomandată anual sau mai des, în funcție de volumul de utilizare, pentru a proteja echipamentul și pentru a asigura sterilizarea de calitate.