



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Borcan Decantor Apa Runyes (Transparent) – Modelele 300, 500 si CARE 33

Pret:

30,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Borcanul decantor apă Runyes este un component esențial pentru sistemele de gestionare a apei din unitățile stomatologice Runyes. Acesta este responsabil pentru colectarea și decantarea apei folosite în timpul procedurilor stomatologice, prevenind astfel contaminarea și asigurând un flux curat și eficient de apă.

Caracteristici Tehnice:

- **Material:** Produs din plastic transparent de înaltă calitate, care permite monitorizarea nivelului de apă și a impurităților acumulate.
- **Design:** Forma cilindrică, cu pereți netezi și trei orificii de conectare, ușor de montat și de curățat.
- **Compatibilitate:** Conceput special pentru unitățile dentare Runyes, acest borcan decantor se integrează perfect în sistemul de apă al acestor aparate.
- **Capacitate:** Dimensiunea borcanului este suficientă pentru a face față unui flux de apă constant, fără a necesita golirea frecventă.
- **Greutate redusă:** Fabricat din materiale ușoare, acest decantor nu adaugă greutate semnificativă sistemului unității dentare.

Conținutul Produsului:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- 1 x Borcan decantor apă Runyes
- Garnituri și elemente de etanșare pentru conectare eficientă la sistemul de apă

Utilizare:

- **Monitorizarea apei uzate:** Datorită transparenței materialului, personalul medical poate verifica cu ușurință acumulările de apă și impurități, asigurând o golire la timp.
- **Colectare eficientă:** Decantorul captează și reține impuritățile din apă, prevenind astfel înfundarea sistemului de evacuare al unității stomatologice.

Instrucțiuni de Întreținere:

- **Curățare regulată:** Se recomandă curățarea și igienizarea borcanului după fiecare ciclu de utilizare pentru a preveni formarea depunerilor de calcar sau a bacteriilor.
- **Verificarea garniturilor:** Înlocuiți garniturile la intervale regulate pentru a menține o etanșare corespunzătoare.

Compatibilitate:

Acest borcan decantor apă este destinat utilizării cu unitățile stomatologice Runyes, dar poate fi compatibil și cu alte echipamente similare, asigurând adaptarea la majoritatea sistemelor de gestionare a apei dentare.

Durabilitate:

Fabricat din materiale rezistente la șocuri și uzură, acest borcan are o durată de viață extinsă, asigurând o utilizare eficientă în medii stomatologice aglomerate. Pentru a menține performanța optimă a sistemului, este recomandat ca borcanul să fie schimbat o dată pe an sau ori de câte ori apar semne de uzură vizibilă.