



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Rama Neagra Lupa AlMg - Sifary

**Pret:**

**142,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Rama neagră pentru lupă Sifary este proiectată dintr-o combinație premium de aluminiu și magneziu, asigurând durabilitate și greutate redusă. Lamele ochelarilor sunt ergonomice, cu capete acoperite cu un material moale pentru a preveni disconfortul în timpul purtării prelungite. Lentilele sunt de culoare albastră, special concepute pentru protecția împotriva luminii strălucitoare și a reflexiilor, fiind ideale pentru mediile profesionale care necesită o protecție suplimentară a ochilor.

### Caracteristici tehnice:

1. **Material Ramă:** AlMg (Aluminiu și Magneziu) – ușor și rezistent.
2. **Culoare lentile:** Albastru deschis – oferă protecție UV și reduce strălucirea.
3. **Design ergonomic:** Brațe ajustabile, concepute pentru a se potrivi confortabil și sigur.
4. **Greutate:** Ușoară, pentru un confort sporit la utilizarea îndelungată.
5. **Tip utilizare:** Compatibil cu diferite sisteme de lupă și protecție oculară.

### Componente:

1. **Ramă frontală:** Realizată din aluminiu și magneziu pentru rezistență și flexibilitate.
2. **Brațe ajustabile:** Proiectate ergonomic pentru confort sporit în timpul purtării.
3. **Lentile de protecție albastră:** Absorb lumina strălucitoare, protejează împotriva UV și oferă o



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

claritate ridicată în timpul utilizării.

#### Utilizare:

- Potrivite pentru utilizări profesionale, cum ar fi lucrările stomatologice, montajele electronice sau alte activități care necesită o protecție oculară și o vedere detaliată îmbunătățită.
- Ochelarii pot fi folosiți fie ca protecție împotriva luminii intense, fie împreună cu sisteme de lupă pentru o precizie mai mare.

#### Instrucțiuni de utilizare:

1. **Purtare confortabilă:** Reglați brațele pentru a se potrivi confortabil pe cap, fără a cauza disconfort.
2. **Curățare:** Utilizați o lavetă din microfibră pentru a curăța lentilele și cadrul, evitând substanțele chimice abrazive care pot deteriora lentilele.
3. **Depozitare:** Păstrați ochelarii într-o husă protectoare pentru a preveni zgârieturile sau alte daune.

#### Notă:

Acești ochelari de protecție sunt proiectați pentru a fi folosiți în medii profesionale. Lentilele albastre oferă protecție suplimentară împotriva luminii strălucitoare, însă nu înlocuiesc ochelarii de protecție UV specifici sau alte forme de protecție în activități industriale periculoase.