



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Piesa Contraunghi Pentru Motor Endodontic E-Value - Sifary



Pret:

789,99 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Contraunghiul pentru motorul endodontic E-Value este o piesă esențială pentru realizarea procedurilor endodontice de calitate. Proiectat pentru a oferi un control superior asupra rotației și manevrabilității instrumentului endodontic, acest accesoriu este ușor de utilizat și de integrat în echipamentele existente. Materialul din care este fabricat garantează o durabilitate ridicată, rezistență la uzură și compatibilitate cu metodele standard de sterilizare la temperaturi ridicate. Este un produs recomandat pentru cabinetele stomatologice care doresc să asigure o performanță optimă a echipamentelor endodontice.

Componente principale:

- Material: Oțel inoxidabil de calitate medicală.
- Mecanism intern de rotație de precizie.
- Sistem de prindere rapidă pentru atașamente.
- Compatibilitate cu motorul endodontic E-Value și alte sisteme similare.

Caracteristici tehnice:

- **Unghi de rotație:** 1:1 pentru precizie maximă în procedurile endodontice.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- **Temperatură de sterilizare:** Piesa poate fi sterilizată la 134°C, asigurând compatibilitate cu majoritatea autoclavurilor.
- **Rezistență la coroziune:** Oferă o durată lungă de viață și performanță consistentă.
- **Greutate:** Ușoară, facilitând manevrabilitatea în timpul procedurilor complexe.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Conectați piesa contraunghi la motorul endodontic, asigurând o prindere corectă.
2. Înainte de utilizare, verificați integritatea piesei și asigurați-vă că este sterilizată.
3. După fiecare utilizare, piesa trebuie curățată și sterilizată conform protocolului pentru instrumentele chirurgicale.
4. Nu folosiți piese uzate sau deteriorate pentru a evita compromiterea calității tratamentului.

Notă:

Se recomandă utilizarea exclusivă a pieselor de schimb originale Sifary pentru a menține performanța echipamentelor și pentru a evita eventualele daune cauzate de piese necorespunzătoare. Piesa este concepută să reziste la sterilizare repetată, însă se recomandă verificarea periodică pentru uzură.