



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Roata Zimtata Piesa Contraunghi E2 Sifary

Pret:

230,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Roata zimțată pentru contraunghi E2 de la Sifary este o componentă esențială pentru dispozitivele contraunghi, utilizate în mod frecvent în intervenții stomatologice. Aceasta facilitează funcționarea netedă și precisă a pieselor rotative, asigurând o durată extinsă de viață și reducând uzura dispozitivelor. Designul zimțat garantează o cuplare corectă și o transmisie eficientă a mișcării.

Componente principale:

- Oțel inoxidabil de înaltă calitate
- Zimți proiectați pentru o aliniere perfectă
- Sistem de fixare stabil cu inele de etanșare pentru protecție împotriva uzurii

Caracteristici tehnice:

- **Material:** Oțel inoxidabil
- **Diametru:** Conform specificațiilor Sifary pentru modelele E2
- **Compatibilitate:** Contraunghiuri de tip E2
- **Număr de dinți:** 12 zimți pentru transmisie precisă
- **Rezistență la coroziune:** Da
- **Durată de viață estimată:** Peste 10.000 de cicluri de utilizare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Instrucțiuni de utilizare:

1. Verificați compatibilitatea roții zimțate cu contraunghiul înainte de instalare.
2. Asigurați-vă că piesa este curată și bine lubrifiată înainte de utilizare.
3. Înlocuiți piesa la intervalele recomandate pentru a menține eficiența maximă a echipamentului.

Notă:

Produsul trebuie manipulat cu grijă și depozitat într-un mediu curat și uscat pentru a preveni uzura prematură. Înlocuirea regulată a pieselor contraunghi contribuie la menținerea performanței optime a echipamentului stomatologic.