



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Touch Probe Airpex Sifary - Sonda de Masurare pentru Sisteme Apex Locator

**Pret:**

**22,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Touch Probe Airpex este o sondă specializată folosită în tratamentele endodontice pentru măsurarea și localizarea corectă a apexului dinților în timpul tratamentului de canal. Proiectată pentru a fi compatibilă cu sistemele Airpex, această sondă oferă un feedback precis pentru a ajuta medicul stomatolog să determine adâncimea și locația corectă a instrumentului în canalul radicular.

### Componente principale:

- Sondă de măsurare de precizie
- Design ergonomic pentru manevrare ușoară
- Compatibilitate completă cu sistemele Airpex

### Caracteristici tehnice:

- Compatibilitate: Sisteme Airpex pentru localizarea apexului
- Conector de înaltă sensibilitate pentru măsurători rapide

### Instrucțiuni de utilizare:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

1. Conectați sonda la dispozitivul Airpex conform instrucțiunilor sistemului.
2. Introduceți cu atenție sonda în canalul radicular pentru măsurare.
3. Urmăriți feedback-ul vizual și auditiv al sistemului Airpex pentru a determina poziția apexului.

Notă:

Asigurați-vă că sonda este curată și sterilizată conform protocoalelor înainte de fiecare utilizare pentru a evita riscurile de infecție.