



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Varf mare scanner Helios Sifary



**Pret:**

**200,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Acest vârf de mari dimensiuni este conceput pentru utilizarea cu scanerile intraorale Helios de la Sifary, oferind captare clară și precisă a imaginilor din cavitatea orală. Fabricat din materiale de înaltă calitate, este durabil și ușor de igienizat, asigurând respectarea standardelor stricte de igienă stomatologică. Designul ergonomic permite o utilizare ușoară și confortabilă, iar compatibilitatea cu mai multe modele Helios îl face indispensabil în practica stomatologică.

### Componente principale:

- Vârf din plastic medical durabil
- Design ergonomic pentru confort și eficiență
- Deschidere largă pentru captare optimă a imaginii

### Caracteristici tehnice:

- Compatibilitate: Scanner Helios Sifary
- Material: Plastic medical de calitate superioară
- Dimensiuni: 10 cm x 2 cm
- Greutate: 30 g
- Culoare: Alb



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Igienizare: Autoclavabil până la **134°C** (273°F)

### **Instrucțiuni de utilizare:**

1. Curățați și sterilizați vârful înainte de fiecare utilizare.
2. Montați vârful pe scannerul Helios conform instrucțiunilor producătorului.
3. După utilizare, deconectați vârful și sterilizați-l în autoclavă la o temperatură de până la **134°C** pentru a preveni contaminările viitoare.

### **Notă:**

Utilizați vârful doar cu modelele de scanere Helios compatibile. Este important să sterilizați corect vârful pentru a preveni riscul de contaminare și a menține standardele de igienă în cabinetul stomatologic.