



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Piulita pentru Fixare Piesa Contraunghi E2 Sifary

**Pret:**

**27,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Piulița pentru fixare a piesei contraunghi E2 Sifary este o componentă esențială pentru asigurarea stabilității și siguranței în utilizarea echipamentelor stomatologice. Fabricată din materiale durabile și rezistente la uzură, această piuliță asigură o fixare precisă și de lungă durată. Proiectată pentru compatibilitate perfectă cu piesele contraunghi E2, această piuliță este ideală pentru înlocuirea sau repararea echipamentelor stomatologice. Oferă o soluție fiabilă pentru menținerea performanței optime a dispozitivelor dentare.

### Componente principale:

- Sistem de filete de înaltă precizie

### Caracteristici tehnice:

- Material: Oțel inoxidabil
- Tip filet: Precizie industrială
- Compatibilitate: Piesa contraunghi E2 Sifary
- Rezistență la coroziune și uzură

### Instrucțiuni de utilizare:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

1. Scoateți piulița veche de la piesa contraunghi E2.
2. Așezați noua piuliță în poziție și fixați-o corect prin strângere.
3. Verificați periodic piulița pentru a preveni slăbirea în timpul utilizării.
4. Curățați piulița și păstrați-o într-un loc uscat pentru a evita coroziunea.

Notă:

Este recomandată utilizarea exclusivă a acestei piulițe cu piesa contraunghi E2 pentru a asigura compatibilitatea și funcționarea corectă. Verificați periodic starea piuliței pentru a preveni defecțiuni în timpul procedurilor stomatologice.