



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Push Button pentru Piesa Contraunghi E2 Sifary

**Pret:**

**72,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Butonul "Push" pentru piesa contraunghi E2 Sifary este un accesoriu indispensabil pentru utilizarea eficientă a acestui tip de echipament stomatologic. Fabricat din materiale de calitate superioară, acest buton oferă durabilitate și rezistență în timp. Mecanismul de apăsare permite fixarea și eliberarea ușoară a frezelor în piesa contraunghi, asigurând un flux de lucru rapid și eficient. Acesta este compatibil cu modelul E2 Sifary, fiind ușor de instalat și înlocuit, pentru a menține performanța optimă a piesei.

### Componente principale:

- Mecanism intern de apăsare cu arc
- Compatibil cu modelele E2 Sifary

### Caracteristici tehnice:

- Dimensiuni: Conform standardului pentru piese contraunghi E2
- Tip: Push button
- Greutate: 0.02 kg
- Compatibilitate: Piesa contraunghi E2 Sifary

### Instrucțiuni de utilizare:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

1. Deconectați piesa contraunghi de la sursa de alimentare.
2. Înlocuiți butonul push existent cu noul component, asigurându-vă că toate părțile sunt montate corect.
3. Testați funcționalitatea butonului pentru a vă asigura că frezele pot fi fixate și eliberate corect.
4. Asigurați-vă că piesa contraunghi funcționează corespunzător înainte de utilizare.

**Notă:**

Se recomandă întreținerea regulată a piesei contraunghi pentru a preveni uzura butonului push. În cazul deteriorării sau pierderii performanței, acest buton poate fi înlocuit rapid pentru a restabili funcționalitatea optimă.