



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

# Carcasa/Incinta Plastic cu Placa Baterie Fast Pack Sifary

**Pret:**

**579,99 lei TVA inclusa**



## Descriere produs:

Acest produs este o carcasă din plastic durabil echipată cu o placă electronică avansată și conectori specifici, destinată bateriilor Fast Pack pentru echipamentele medicale Sifary. Carcasa protejează bateria și placa de bază împotriva factorilor externi, precum praf și șocuri mecanice. Placa internă este prevăzută cu componente electronice necesare pentru funcționarea optimă a bateriei și include un sistem de conectare sigur, asigurând o alimentare constantă și fiabilă pentru echipamentele compatibile. Designul modular și ergonomic facilitează întreținerea și înlocuirea rapidă a componentelor.

## Componente principale:

- **Carcasă din plastic** rezistent la impact, destinată protecției bateriei și a plăcii electronice.
- **Placă de bază electronică** cu conectori speciali pentru integrarea și controlul alimentării.
- **Ecran mic de afișare** pentru monitorizarea stării bateriei sau alte informații utile în funcționarea dispozitivului.
- **Conectori metalici** pentru o conectare sigură și stabilă cu bateria și echipamentele externe.
- **Buton de control și resetare**, montat pe placă, pentru funcții de operare și întreținere.

## Caracteristici tehnice:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- **Material carcasă:** Plastic ABS de înaltă rezistență
- **Dimensiuni carcasă:** 18 cm x 5 cm x 4 cm
- **Greutate:** 120 g
- **Compatibilitate:** Baterii Fast Pack și echipamente Sifary
- **Placă de bază:** Circuit electronic pentru gestionarea energiei, include componente SMT (Surface-mount technology)
- **Ecran:** LED de mici dimensiuni pentru afișarea informațiilor de bază
- **Conectori:** Pinuri de conectare rapide pentru baterie și alimentare
- **Temperatură de operare:** -10°C până la +50°C
- **Culoare:** Alb/Verde

Instrucțiuni de utilizare:

1. Deschideți carcasa prin detașarea capacului superior.
2. Conectați bateria Fast Pack la conectorii metalici asigurați de placa de bază.
3. Asigurați-vă că ecranul mic de pe placa electronică indică starea corectă a bateriei.
4. Închideți carcasa și verificați dacă toate componentele sunt bine fixate.
5. Folosiți butonul de control sau resetare pentru a verifica și monitoriza starea sistemului.

Notă:

Acest ansamblu este destinat exclusiv pentru uz profesional în cabinete medicale și necesită o manipulare atentă a componentelor electronice. Curățarea carcasei și a plăcii trebuie realizată doar cu soluții compatibile cu echipamentele electronice și medicale. Evitați expunerea la umiditate excesivă.