



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Unealta Îndoire Varf Fast Fill

**Pret:**

**94,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Unealta Îndoire Vârf Fast Fill este proiectată special pentru utilizarea în domeniul stomatologic și tehnic, permițând o îndoire precisă și uniformă a vârfurilor de umplere. Realizată din materiale durabile, aceasta garantează o manipulare ușoară și siguranță în timpul procedurilor. Ideală pentru profesioniști care necesită un instrument de înaltă calitate și performanță constantă.

### **Componente principale:**

- Corp principal din oțel inoxidabil
- Mecanism ergonomic de prindere
- Sistem de fixare pentru vârfuri de umplere

### **Caracteristici tehnice:**

- Material: Oțel inoxidabil de calitate medicală
- Greutate: 100g
- Dimensiuni: 15cm x 3cm x 2cm
- Compatibilitate: Sisteme Fast Fill standard
- Rezistență la sterilizare la temperaturi înalte



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

### **Instrucțiuni de utilizare:**

1. Curățați și sterilizați unealta înainte de utilizare.
2. Introduceți vârful Fast Fill în slotul dedicat.
3. Utilizați mânerul ergonomic pentru a îndoi vârful conform necesităților procedurii.
4. După utilizare, sterilizați din nou unealta și depozitați-o într-un loc uscat și curat.

**Notă:** Produsul este destinat exclusiv utilizării profesionale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați-vă că urmați întotdeauna instrucțiunile de sterilizare pentru a preveni contaminările.