



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Motor pentru Fast Fill Sifary



**Pret:**

**990,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Acest motor este proiectat pentru procesele stomatologice, în special pentru umplerea canalelor radiculare folosind sistemul Fast Fill Sifary. Cu o construcție robustă și un design ergonomic, motorul asigură o încălzire rapidă și o viteză variabilă care optimizează fiecare operațiune. Este ideal pentru utilizare în cabinetele dentare datorită performanței sale ridicate și ușurinței în utilizare.

### Componente principale:

- Carcasă din oțel inoxidabil
- Motor electric de înaltă performanță
- Sistem de încălzire rapidă integrat
- Conexiuni electrice și mecanice fiabile

### Caracteristici tehnice:

- **Viteză de rotație:** 120 - 1000 RPM
- **Timp de încălzire:** 20 secunde până la 200°C
- **Compatibilitate:** Sistem Fast Fill Sifary
- **Timp de încărcare:** 4 ore
- **Materiale:** Oțel inoxidabil, componente electrice izolate



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

#### Instrucțiuni de utilizare:

1. Conectați motorul la sursa de alimentare.
2. Asigurați conexiunile mecanice și electrice înainte de utilizare.
3. Porniți motorul și ajustați viteza de rotație conform necesităților.
4. Opriți imediat echipamentul în caz de probleme tehnice și contactați un specialist.

#### Notă:

Pentru o durată de viață extinsă și funcționare optimă, verificați și întrețineți periodic motorul, conform instrucțiunilor din manual.