



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## MTA Fillapex Tub 30gr pasta-pasta

**Pret:**

**398,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

MTA Filapex este un ciment pentru obturatii definitive bazat pe MTA, dezvoltat de catre firma Angelus / Brazilia.

A fost lansat spre comercializare in 2010 si combina avantajele MTA cu cele ale unui produs superior pentru obturatii definitive. Formula sa in sistemul pasta / pasta permite umplere completa a intregului canal, inclusiv a canalelor laterale.

MTA prezent in compozitia MTA Filapex este mult mai stabil decat hidroxidul de calciu, furnizand o eliberare constanta de ioni de hidroxid de calciu, mentinand un PH ridicat cu efecte antibacteriene.

Acest produs este fara eugenol si nu interfereaza cu procedurile adezive din interiorul canalului. Deasemenea nu cauzeaza o decolorare a structurii dintelui.

### **Indicatii :**

- o MTA Filapex este indicat in obturatia definitiva de canal.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- o Se aplica cu conuri de gutaperca sau cu acul Lentullo.
- o Deasemeanea se poate utiliza tehnica de condensatie termica, pentru ca punctul de fierbere al MTA Filapex este de 150 grd C.

### **Contraindicatii :**

- o La pacienti cu hipersensibilitate la rasini sau alte componente ale produsului.

### **AVANTAJE :**

- o Sistem pasta/ pasta: usor de utilizat
- o Fluiditate excelenta : permite obturarea perfecta a canalelor
- o Timp de lucru : 35 minute
- o Timp de priza : 130 minute
- o Radiopac : vizibil pe radiografie
- o Solubilitate scazuta : o mai buna sigilare si durabilitate a obturatiei.
- o Usor de indepartat : daca este necesar poate fi usor de indepartat
- o Compozitie :

Utilizarea MTA Filapex asigura o alcalinitate ridicata favorizand mineralizarea tesutului dur, oferind un mediu antibacterial foarte bun.

Usor de indepartat daca este necesar.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

MTA Filapex poate fi indepartat prin interventie chimica sau mecanica sau printr-o combinatie mecanico-chimica.

Pot fi folositi solventi pe baza de ulei citric si cloroform.

Cercetari referitoare la indepartarea condensarii laterale a canalului utilizand ace si eucaliptol au aratat ca MTA Filapex este mult mai usor de indepartat decat alte cimenturi ( AH PLUS, SEALAPEX, REAL SEAL E ENDOFIL ) . ( SANTOS , LGP 2011 ) .

#### **Mod de prezentare :**

- pasta / pasta.- 30g
- pasta baza- 18g / pasta catalizator – 12g