



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

MTA Fillapex 4g

Pret:

155,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

MTA Filapex este un ciment pentru obturatii definitive bazat pe MTA, dezvoltat de catre firma Angelus / Brazilia.

A fost lansat spre comercializare in 2010 si combina avantajele MTA cu cele ale unui produs superior pentru obturatii definitive. Formula sa in sistemul pasta / pasta permite umplere completa a intregului canal, inclusiv a canalelor laterale.

MTA prezent in compozitia MTA Filapex este mult mai stabil decat hidroxidul de calciu, furnizand o eliberare constanta de ioni de hidroxid de calciu, mentinand un PH ridicat cu efecte antibacteriene.

Acest produs este fara eugenol si nu interfereaza cu procedurile adezive din interiorul canalului. Deasemenea nu cauzeaza o decolorare a structurii dintelui.

Indicatii :



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- MTA Filapex este indicat in obturatia definitiva de canal.
- Se aplica cu conuri de gutaperca sau cu acul Lentullo.
- Deasemeanea se poate utiliza tehnica de condensatie termica, pentru ca punctul de fierbere al MTA Filapex este de 150 grd C.

Contraindicatii :

- La pacienti cu hipersensibilitate la rasini sau alte componente ale produsului.

AVANTAJE :

- Sistem pasta/ pasta: usor de utilizat
- Varfuri automixante: usor de manevrat
- Fluiditate excelenta : permite obturarea perfecta a canalelor
- Timp de lucru : 35 minute
- Timp de priza : 130 minute
- Radiopac : vizibil pe radiografie
- Solubilitate scazuta : o mai buna sigilare si durabilitate a obturatiei.
- Usor de indepartat : daca este necesar poate fi usor de indepartat

Compozitie :

Utilizarea MTA Filapex asigura o alcalinitate ridicata favorizand mineralizarea tesutului dur, oferind un mediu antibacterial foarte bun.

Usor de indepartat daca este necesar.

MTA Filapex poate fi indepartat prin interventie chimica sau mecanica sau printr-o combinatie mecanico-chimica.

Pot fi folositi solventi pe baza de ulei citric si cloroform.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Cercetari referitoare la indepartarea condensarii laterale a canalului utilizand ace si eucaliptol au aratat ca MTA Filapex este mult mai usor de indepartat decat alte cimenturi (AH PLUS, SEALAPEX, REAL SEAL E ENDOFIL) . (SANTOS , LGP 2011) .

Mod de prezentare

- MTA Angelus Fillapex =

1 seringa 4 g, 10 varfuri mixare si un pad de mixare.