



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Fuji II LC 3-2 PKG Improved

Pret:

1.345,10 lei TVA inclusa



Descriere produs:

GC Fuji II LC Improved Ionomer de sticlă fotopolimerizabil pentru restaurări

GC Fuji II LC IMPROVED este cimentul ionomer de sticlă fotopolimerizabil lider mondial. Deși a fost realizat la început ca material de restaurare pentru folosirea în cavități de Clasele III, V și la dinții deciduali, GC Fuji II LC IMPROVED este un material pentru multiple indicații, cu indicații secundare cum ar fi folosirea ca liner, bază și pentru refacerea de bonturi.

Caracteristici & Beneficii

- Particule mai mici ce oferă estetică excelentă și posibilitate de finisare remarcabilă
- Densitate granulară mai mare pentru rezistență sporită la abraziune
- Radioopacitate bună ce facilitează diagnosticul post-operator
- Proprietăți autoadezive la structura dentară și astfel nu necesită demineralizare și agenți de adeziune
- Fiind hidrofilic are rezultate foarte bune în zone în care diga e greu de folosit, marginile cavității sunt plasate în dentină și prismele de smalt nu pot fi corect demineralizate
- Suprafață netedă, fără porozități, după sigilare cu Fuji Coat LC
- Aplicare și manipulare facile



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Mod de folosire

Adeziunea optimă la structura dentară este realizată cand este folosit in combinatie cu GC Cavity Conditioner sau GC Dentină Conditioner.

Folosirea de digă in timpul aplicării este inutilă, izolarea putand fi realizată cu ruloari de vată.

Prezentare

- 3 x 15 g pulbere
- 2 x 8 ml lichid