



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Castomat LC-Cast 60A



Pret:

27.529,80 lei TVA inclusa

Descriere produs:

aparat pentru turnare centrifugala avand curenti de inalta frecventa prin inductie: pentru **Co-Cr**, **Ni-Cr** si metale nobile folosite in stomatologie

Date tehnice:

- tensiune de alimentare: 220V, 50Hz
- putere maxima absorbita: 3KW
- cant. minima de aliaj: 7 g
- cant. maxima de aliaj: 80 g
- materialul din care este confectionat creuzetul: ceramica
- materialul din care este confectionat creuzetul pentru topirea metalelor pretioase: ceramica cu insertie de grafit
- timp maxim de topire a 30g aliaj: 60s
- racire: cu apa, autonoma
- ajustarea puterii motorului: manuala
- optiune de cuplu rotativ pentru topire: manual
- dimensiuni: 620/660/1060 mm
- masa: 130 Kg



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
