



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ultra Blend Plus

Pret:

298,40 lei TVA inclusa



Descriere produs:

- a se folosi ca un liner pentru o cavitate subtire inainte de a folosi fie compozit fie amalgam
- dozare controlata si precisa utilizand seringa, eliminand astfel mixarea si contaminarea incrucisata
- insolubil in apa, deci nu se dizolva in timp
- fotopolimerizabil
- fabricat din rasini biocompatibile si hidroxid de calciu
- adeziune 3-5 MPa la dentina uscata

Ultra Blend curge cel mai bine prin tipsurile Black Micro. Pentru arii extinse, folositi tipsuri Black Mini.

Prezentare

- 2 seringi x 1,2 cc
- 20 de aplicatoare