

X-tra Fil compozit restaurari posterioare 5gr

Pret:

325,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Material de restaurare cu intarire la lumina, pentru zona posterioara.

Indicatii

- restaurari de cls. I si II
- reconstituirea bonturilor

Avantaje

- **economic** - restaurari posterioare la nuanta dintelui f. ieftine
- **rapid** - intarire pt. straturi de 4 mm in numai 10 secunde !
- **inteligent** - manuire usoara, calitati fizice de exceptie!

Prezentare: seringa 5 g nuanta Universal