



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

X-tra Fil compozit restaurari posterioare 5gr

Pret:

325,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Material de restaurare cu intarire la lumina, pentru zona posterioara.

Indicatii

- restaurari de cls. I si II
- reconstituirea bonturilor

Avantaje

- **economic** - restaurari posterioare la nuanta dintelui f. ieftine
- **rapid** - intarire pt. straturi de 4 mm in numai 10 secunde !
- **inteligent** - manuire usoara, calitati fizice de exceptie!

Prezentare: seringa 5 g nuanta Universal