



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Castomat LC-Cast 600



Pret:

30.355,20 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Aparat pentru turnare centrifugala automat prin inductie cu curenti de inalta frecventa : pentru **Co-Cr, Ni-Cr** si metale nobile folosite in stomatologie .

- Mod de topire manuala si automata.
- Optiune pentru mentinere automata a puterii optime
- Mod de turnare automat
- Sursa de apa autonoma
- Display informatii vacuum-fluorescent, usor de citit

Date tehnice:

- tensiune de alimentare: 220V, 50Hz
- putere maxima absorbita: 3KW
- cant. minima de aliaj: 7 g
- cant. maxima de aliaj: 80 g
- materialul din care este confectionat creuzetul: ceramica
- materialul din care este confectionat creuzetul pentru topirea metalelor pretioase: ceramica cu insertie



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

de grafit

- timp maxim de topire a 30g aliaj: 60s
- racire: cu apa, autonoma
- ajustarea puterii HF atunci cand se topeste aliaj Ni-Cr-Co sau metale pretioase: automat/manual
- optiune de cuplu rotativ pentru topire: automat/manual
- ajustarea acceleratiei motorului: manual
- dimensiuni: 620/660/1060 mm
- masa: 135 Kg