



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Bifix QM set

Pret:

1.691,91 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ciment dual pentru cimentari definitive de coroane, punti, inlay si onlay.

NU necesita gravare, nu necesita adeziv. Intraoral timp de priza foarte scurt.

Durabilitate si rezistenta in timp.

Este indicat pentru cimentari permanente ale inlay-urilor, onlay-urilor, coroanelor, puntilor adezive si clasice, pinilor si pivotilor endodontici.

Avantaje

- pentru toate materialele (insertii metalice, ceramice, compozite)
- amestecare perfecta, fara bule
- aplicare directa
- aderenta maxima la dentina, smalt si metale



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- adeziv special intr-un singur pas Ceramic Bond pentru aderenta optima la portelan
- radio-opac
- disponibil in 3 nuante
- pastele try-in simplifica selectia nuantei inainte de cimentare
- set complet

Setul contine

- 3 x seringa 10 g QuickMix (universal, transparent, white-opaque)
- 5 ml Ceramic Bond + 50 Futurabond DC SingleDose
- 3 x 1.2 g Try-In universal, transparent, white-opaque
- varfuri amestecare tip 11
- varfuri intraorale tip 4
- accesorii