



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Glasionomer foto Ionolux set 12g+5ml+accesorii

Pret:

547,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ciment glass-ionomer fotopolimerizabil pentru restaurari

- nu necesita conditionarea suprafetei dentinare inaintea aplicarii materialului de obturatie
- nu necesita lac protector - varnish
- ideal pentru tehnica Sandwich
- usor de aplicat, usor de modelat
- nu se lipeste de instrument
- nu curge din cavitate

Prezentare

- 1 flacon 12 g pudra
- 1 flacon 5 ml lichid