



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Aparat de taiat modele SlitPrecise SP100



**Pret:**

**6.800,00 lei TVA inclusa**

**Descriere produs:**

### **Specificatii**

- taierea se face din baza modelului
- directia taierii este selectata printr-un marker laser
- optional se poate lega la un sistem de aspiratie
- un disc diamantat special proiectat pentru o mai buna taiere
- un sistem special pentru siguranta in timpul taierii

### **Date tehnice**

- Alimentare 220V ~  $\pm 10\%$  / 50Hz
- Putere maxima 200 W
- Numar maxim de rotatii 900 min<sup>-1</sup>
- Sectiunea in adancime maxima 26,5 mm
- Latimea taierii 0.3 mm



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Discul de taiere diamantat  $\varphi$  85 x  $\varphi$  16 x 0,3
- Clasa laser 2

### **Dimensiunile de cuplare pentru sistemul de aspiratie**

- Extern  $\varphi$  40 mm
- Intern  $\varphi$  37 mm.
- Dimensiuni - latime - lungime - inaltime 290 - 320 - 170 mm
- Masa 10 kg