

Fuji I lichid 20 ml



Pret:

271,11 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Proiectat pentru cimentarea finala a coroanelor si a puntilor, Fuji I prezinta proprietati fizice inalte.

Fuji I se lipeste chimic de structura dintelui si a metalului asigurand o excelenta duritate si integritate marginala pentru restaurari de lunga durata. Este deasemenea indicat pentru a asigura inlay-urile, onlay-urile, pivotii si bracket-urile ortodontice.

Caracteristici si beneficii:

- Compatibil cu pulpa dentara si mucoasa gingivala cu risc redus de sensibilitate post-operatorie;
- Adeziune excelenta ce permite o inchidere marginala de durata;
- Timp de lucru prelungit spatulare usoara si manipulare confortabila;
- Dimensiune minima a particulelor componente;
- Inserare usoara a restaurarii;
- Priza rapida;
- Radioopacitate excelenta;
- Eliberare prelungita de fluor.

Indicatii:

- GC Fuji I este ideal pentru cimentarile simple de rutina ale restaurarilor cu suport metalic.

Prezentare:

- flacon lichid 20 ml